



SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA LA SALUD

CATÁLOGO GENERAL

CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN



CALIDAD

Garantía en cada producto y servicio



CONFIANZA

Respaldo de marcas y proveedores líderes



EXPERIENCIA

Profesionales expertos a su servicio



COMPROMISO

Soluciones eficientes para la salud



www.viitalcore.com



info@viitalcore.com



+57 319 4950962

●●● matachana

- M20-B PLUS
- S100
- SC500
- S1000
- 130LF
- MAT LD2314



M20-B PLUS



Compatible



Original

Código	Imagen	Repuesto	Descripción
REP0220		Junta de puerta W&H 	Sello de silicona para cierre hermético de la cámara de esterilización.
REP0221		Bomba de vacío W&H 	Vacío máximo de 960 mbar, caudal máximo de 44 L/min y presión máxima de 2 bar.
REP0222		Bomba de agua ULKA 	Modelo – Bomba de agua vibratoria con solenoide y doble sello O

M20-B PLUS

Código	Imagen	Repuesto	Descripción
REP0223		Válvula solenoide	Conjuntos de válvulas W&H X051016X
		SIRAI 	
REP0224		Condensador	Condensador 112x107x152 F522505X
		W&H 	
REP0225		Generador de vapor	Conjunto Completo Generador de Vapor 110v X051308X
		W&H 	
REP0226		Sensor de nivel de agua	level sensor with conductivity meter (U381002X)
		MATACHANA 	

S100

Código	Imagen	Repuesto	Descripción
REP0227		Junta de puerta MATACHANA 	Sello de silicona para cierre hermético de la cámara de esterilización.
REP0228		Junta de puerta (COL) 	Sello de silicona para cierre hermético de la cámara de esterilización.
REP0229		Resistencia (COL) 	Resistencia EH01/EH02/EH03, 3000 W, 400 V, tipo tubular, utilizada en el generador de vapor.
REP0230		Resistencia MATACHANA 	Resistencia EH01/EH02/EH03, 3000 W, 400 V, tipo tubular, utilizada en el generador de vapor.
REP0231		Purgador automático SPIRAX SARCO 	1/2" spirax sarco mst21 roscado ss trampa de vapor termostática 305 psig a 572f

S100

Código	Imagen	Repuesto	Descripción
REP0232		Filtro de vapor	Filtro en Y Acero Inox 1/2"
		MATACHANA 	
REP0233		Válvula reductora de presión	Cuerpo: Acero Inoxidable AISI 304 – 316 Malla: Acero Inoxidable AISI 304 – 316 Conexión: Rosca NPT Presión Máxima de Trabajo: 150 PSI
		MATACHANA 	
REP0234		Eyector de agua sistema Venturi	Sistema de vacío por eyector (Sistema Venturi)
		MATACHANA (COL) 	
REP0235		Bomba de vacío	Bomba centrífuga multietapa vertical para el suministro de agua.
		ESPA 	
REP0236		Sensor de nivel del tanque de vacío	Sensor De Nivel De Agua, Magnetico, Flotador Tipo B Reed
		MATACHANA 	

S100

Código	Imagen	Repuesto	Descripción
REP0237		Sensor de temperatura del tanque de vacío MATACHANA 	Toolmall impermeable de acero inoxidable Pt100
REP0238		Compresor de aire integrado MATACHANA 	Compresor de aire libre de aceite pancake
REP0239		Reguladores de presión FESTO 	Filtro Regulador Festo MS4-LFR-1/4-D6-E-R-V-AS 180 psi G1/4 529150
REP0240		Válvulas neumáticas BURKERT 	Válvula de accionamiento neumático de asiento Inclinado
REP0241		Válvulas neumáticas MATACHANA 	Válvula de accionamiento neumático de asiento Inclinado

S100

Código	Imagen	Repuesto	Descripción
REP0242		Valvula entrada de agua MATACHANA 	Valvula Solenoide Electrica De Plastico 1/2in
REP0243		Cheque MATACHANA 	Cheque Cortina Inoxidable 1/2" Roscado NPT
REP0244		Sensor nivel MATACHANA 	Interruptor de nivel horizontal de montaje lateral, modelo P595 magnetico
REP0245		Válvula Seguridad Vapor MATACHANA 	Válvula de seguridad para vapor, protección contra sobrepresión, presión máxima +3 bar, temperatura máxima 150 °C.

SC500

Código	Imagen	Repuesto	Descripción
REP0246		Junta de puerta MATACHANA 	Sello de silicona para cierre hermético de la cámara de esterilización.
REP0247		Junta de puerta (COL) 	Sello de silicona para cierre hermético de la cámara de esterilización.
REP0248		Resistencia MATACHANA 	Resistencia tipo tubular, utilizada en el generador de vapor. 6KW
REP0249		Resistencia (COL) 	Resistencia tipo tubular, utilizada en el generador de vapor. 6KW
REP0250		Boya de nivel de generador MATACHANA 	Interruptor magnético de nivel de flotador

SC500

Código	Imagen	Repuesto	Descripción
REP0251		Contactor de Potencia SIEMENS 	Contactor Magnético Siemens 3RT10361AN16
REP0252		Bomba de llenado de generador SPECK 	Bomba de agua de cebado normal Speck tipo Y2951
REP0253		Bomba de agua ESPA 	Bomba centrífuga multietapa vertical para el suministro de agua.
REP0254		Eyector de agua (sistema Venturi) MATACHANA (COL) 	Sistema de vacío por eyector
REP0255		Válvula Seguridad Vapor MATACHANA 	Protección contra sobrepresión, presión máxima +3 bar, temperatura máxima 150 °C.

SC500

Código	Imagen	Repuesto	Descripción
REP0256		Cheque MATACHANA 	Cheque Cortina Inoxidable Roscado
REP0257		Fuente de alimentación MEAN WELL 	Transformadores de corriente Mean Well WDR-240-24-
REP0258		Sensor de nivel MATACHANA 	Sensor de nivel de agua, magnético, flotador tipo B Reed
REP0259		Valvulas neumaticas BURKERT 	Válvula de accionamiento neumático de asiento Inclinado
REP0260		Válvulas neumáticas MATACHANA 	Válvula de accionamiento neumático de asiento Inclinado

SC500

Código	Imagen	Repuesto	Descripción
REP0261		Paro de emergencia SCHNEIDER 	Parada de emergencia roja Ø22mm
REP0262		Electroválvulas neumáticas FESTO 	Electroválvulas neumáticas 24VDC Clase 2 DIN 1343), 90 l/min
REP0263		Compresor de aire integrado MATACHANA 	Compresor de aire libre de aceite pancake
REP0264		Reguladores de presión FESTO 	Filtro Regulador Festo
REP0265		Presostato Membrana CEME 	Presostato Ceme para calderas domésticas y/o semi industriales con rosca a 1/4".

SC500

Código	Imagen	Repuesto	Descripción
REP0266		Sonda de temperatura PT100 MATACHANA 	Toolmall impermeable de acero inoxidable Pt100

S1000

Código	Imagen	Repuesto	Descripción
REP0267		Junta de puerta MATACHANA 	Sello de silicona para cierre hermético de la cámara de esterilización.
REP0268		Junta de puerta (COL) 	Sello de silicona para cierre hermético de la cámara de esterilización.
REP0269		Resistencia MATACHANA 	Resistencia tipo ovalada, utilizada en el generador de vapor. 12KW
REP0270		Resistencia (COL) 	Resistencia tipo ovalada, utilizada en el generador de vapor. 12KW
REP0271		Transmisor de presión DANFONSS 	Tamaño de conexión de presión: 1/4 Tiempo máximo de respuesta. [ms]: 4 ms Señal de salida [mA]: 4 mA a 20 mA

S1000

Código	Imagen	Repuesto	Descripción
REP0272		Presostato DANFOSS	Presostato de seguridad, categoría IV, regulación de 0 a 6 bar, diferencial de 0,7 a 1,4 bar
REP0273		Boya triple MATACHANA	Interruptor magnético triple de nivel para generador
REP0274		Contactor de Potencia SIEMENS	Contactor Magnético Siemens 3RT10361AN16
REP0275		Relé Auxiliar MURR	Relé auxiliar, 24 V ac/dc contacto, conmutado 6 a 250 V, ac/d e=6,2 Mmurr
REP0276		Batería CR2477N MATACHANA	Batería de litio, 3 V / 950 mAh para Pp65 (tft touch display)

S1000

Código	Imagen	Repuesto	Descripción
REP0277		Intercambiador de calor DANFONSS 	Placas de acero inoxidable de doble pared
REP0278		Junta Clamp Viton MATACHANA 	Junta Clamp Viton 1 1/2" Asme
REP0279		Bomba de llenado de generador SPECK 	Bomba de agua de cebado normal Speck tipo Y2951
REP0280		Bomba de agua ESPA 	Bomba centrífuga multietapa vertical para el suministro de agua.
REP0281		Eyector de agua (Sistema Venturi) MATACHANA 	Sistema de vacío por eyector

S1000

Código	Imagen	Repuesto	Descripción
REP0282		Válvula Neumática FESTO 	3/2 adn 5 1/8" 1 10bar pilotaje puertas
REP0283		Válvula Seguridad Vapor MATACHANA 	Válvula de seguridad para vapor, protección contra sobrepresión, presión máxima +3 bar, temperatura máxima 150 °C.
REP0284		Cheque MATACHANA 	Cheque Cortina Inoxidable Roscado
REP0285		Fuente de alimentación MEAN WELL 	Transformadores de corriente Mean Well WDR-240-24-
REP0286		Sensor de nivel MATACHANA 	Sensor de nivel de agua, magnético, flotador tipo B Reed

S1000

Código	Imagen	Repuesto	Descripción
REP0287		Valvulas neumaticas BURKERT 	Válvula de asiento inclinado con accionamiento neumático
REP0288		Valvulas neumáticas MATACHANA 	Válvula de asiento inclinado con accionamiento neumático
REP0289		Interruptor de posición SIEMENS 	Interruptor de posición siguard de rodillo y palanca sencilla M20, 2 contactos instantáneos (lno+1nc)
REP0290		Compresor de aire integrado MATACHANA 	Compresor de aire libre de aceite, tipo pancake
REP0291		Reguladores de presión FESTO 	Filtro Regulador

S1000

Código	Imagen	Repuesto	Descripción
REP0292		Electroválvulas neumáticas FESTO 	5/3 vías, centro cerrado, alimentación 24 VDC (Clase 2), con caudal nominal (normalizado según DIN 1343), 90 L/ min
REP0293		Sonda de temperatura PT100 MATACHANA 	Toolmall impermeable de acero inoxidable Pt100
REP0294		Transductor de presión WIKA 	Transductor p. wika a10, 0-4bar, 2cables, prec.1%,0,6%nl
REP0295		Presostato Membrana CEME 	Presostato Ceme para calderas domésticas y/o semi industriales con rosca a 1/4".
REP0296		Relé De Potencia OMRON 	10a 24vdc 2 contactos conmutaos

130LF

Código	Imagen	Repuesto	Descripción
REP0297		Sensor de nivel MATACHANA 	Sensor de nivel de agua S040
REP0298		Sensor de temperatura de agua MATACHANA 	Sensor de temperatura de agua B045
REP0299		Válvula de agua MATACHANA 	Válvula de alimentación de agua Y144, Electroválvula de Plástico 12VAC 1/2" a 10.5 mm Con Presión
REP0300		Transductor de presión NORRIS 	B070/1 y B070/2, 0-20bar Conexión 1/4"NPT Voltaje 9-30Vdc Salida 4-20mA NR020-TR1/4-2
REP0301		Depósito de solución esterilizante MATACHANA 	Depósito de solución esterilizante

MAT LD2314

Código	Imagen	Repuesto	Descripción
REP0302		Válvula Solenoide de entrada de agua	Electroválvula plástica, rosca 3/4", 1 salida 220 V, 50/60 Hz
		MATACHANA 	
REP0303		Termostato de Seguridad	Bimetálico Mat Id2314
		MATACHANA 	
REP0304		Termistor	Sensor de temperatura tipo termistor NTC
		MATACHANA 	
REP0305		Presostato de membrana	Presostato de membrana 901XL
		MATACHANA 	
REP0306		Termostato	Termostato de seguridad 120° C 120519 (95°C 120 °C)
		MATACHANA 	

MAT LD2314

Código	Imagen	Repuesto	Descripción
REP0307		Resistencia (COL) 	Resistencia generador, 6 kW, 230V
REP0308		Presostato MATACHANA 	Interruptor de nivel módulo secado, Mam005 - Pressure Switch
REP0309		Bomba dosificadora SEKO 	Bomba dosificadora de detergente



REPUESTOS (A.D.)



Compatible



Original

Código	Imagen	Repuesto	Descripción	Compatibilidad
REP0310		Junta de puerta	PN: P129373376 Sello para puerta de 26 x 37,5 pulgadas de STERIS Corporation	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)
		STERIS 		
REP0311		Junta de puerta	PN: P129373702 Sello para puerta 26,5 x 67 mm A600 de STERIS Corporation	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)
		STERIS 		
REP0312		Junta de puerta	PN: P146660159 Sello de puerta de 16 pulgadas	▶ AMSCO® Century® Small ▶ AMSCO® Lab 110-250 ▶ AMSCO® 400 Series Small
		STERIS 		

REPUESTOS (A.D.)

Código	Imagen	Repuesto	Descripción	Compatibilidad
REP0313		Resistencia	PN: P764321272 6500 vatios a 220 voltios SS	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)
		STERIS		
REP0314		Resistencia	PN: P764322395 9750 vatios a 480 voltios SS	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)
		STERIS		
REP0315		Resistencia	PN: P764326595 480V.3PH. 40KW S/S	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)
		ABB		

KIT DE REPARACIÓN

REP0316		KIT DE REPARACIÓN	PN: P764317-687 Válvula de pistón de STERIS Corporation	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)
		ASCO		

KIT DE REPARACIÓN

Código	Imagen	Repuesto	Descripción	Compatibilidad
REP0317		KIT DE REPARACIÓN ASCO	PN: P117955-193 Válvula selenoide de STERIS corporation	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)
REP0318		KIT DE REPARACIÓN ASCO	PN: P764076-001 Válvula de 1/4 de pulgada de STERIS corporation	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)
REP0319		KIT DE REPARACIÓN ASCO	PN: P764316-147 Reparacion de válvula solenoide de STERIS corporation	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)
REP0320		KIT DE REPARACIÓN ASCO	PN: P764335-290 reparación de válvula selenoide de STERIS corporation	▶ AMSCO® 430LS Series Medium ▶ AMSCO® 630LS Series Medium ▶ AMSCO™ 600LS Medium
REP0321		KIT DE REPARACIÓN STERIS	PN: P764335-277 reparación de colector de escape	▶ AMSCO® 400 Series Small

KIT DE REPARACIÓN

Código	Imagen	Repuesto	Descripción	Compatibilidad
REP0322		KIT DE REPARACIÓN ASCO	P764324-417 válvulas de 3/4 pulg. NPT de STERIS Corporation	► Basil® 3700 Cage and Bottle Washer ► LB and Chromalox Generator
REP0323		KIT DE REPARACIÓN ASCO	PN: P764324090 válvula de 1/8 pulg. NPT de STERIS Corporation	► Eagle® 3000 Etapa 3 small ► Eagle® 3000 Etapa 3 medium
REP0324		KIT DE REPARACIÓN ASCO	PN: P764265-001 válvulas solenoides NPT de 3/8"	(CONFIRMAR)
REP0325		KIT DE REPARACIÓN ASCO	PN: P764070-001 Válvula de 1/8 pulg. NPT de STERIS Corporation	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)
REP0326		KIT DE REPARACIÓN BURKERT	PN: P117913-495 Carrocera de acero inoxidable, juego de 6 piezas dn15 ptf	► Reliance® 400-450-500 Glassware ► Reliance® 444 Washer Disinfectant ► Reliance® Synergy Washer Disinfectant

KIT DE REPARACIÓN

Código	Imagen	Repuesto	Descripción	Compatibilidad
REP0327		KIT DE REPARACIÓN ASCO	PN: P764078-001 Válvulas de 3/4 pulg. NPT de STERIS Corporation	▶ Eagle® 2000 Medium Vacamatic ▶ Eagle® 2000 small Vacamatic ▶ Eagle® 3000 Series Stage 2 Small ▶ Eagle® 3000 Series Stage 2 medium
REP0328		KIT DE REPARACIÓN ASCO	PN: P764334-471 Colector de steris corporation	▶ AMSCO® Century® Small ▶ AMSCO® 400 Series Small
REP0329		KIT DE REPARACIÓN BURKERT	PN: P117910-412 Válvula de agua de STERIS Corporation	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)
REP0330		KIT DE REPARACIÓN ASCO	PN: P764072-001 Reparación de válvulas de 3/4 pulg.	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)
REP0331		KIT DE REPARACIÓN ASCO	PN: P764334366 Reparación de válvula de STERIS corporation	▶ AMSCO® Century® Small ▶ AMSCO® Lab 110-251 ▶ AMSCO® 400 Series

KIT DE REPARACIÓN

Código	Imagen	Repuesto	Descripción	Compatibilidad
REP0332		KIT DE REPARACIÓN	PN: P764317-688 Reparación de válvulas de steris corporation	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)
		STERIS		
REP0333		KIT DE REPARACIÓN	PN: P753448-091 Reparación colector escape precintado	▶ AMSCO® Century® Small Steam Sterilizer ▶ AMSCO® Lab 110-250 ▶ AMSCO® 110LS-250LS Life Sciences Small Sterilizers ▶ AMSCO® 400 Series Small ▶ AMSCO® Sonic Energy Cleaner
		ASCO		
REP0334		KIT DE REPARACIÓN	PN: P764336-016 Reparación de válvulas de steris corporation	▶ AMSCO® 400 Series® Medium
		ASCO		
REP0335		KIT DE REPARACIÓN	PN: P764073-001 Reparación de válvulas de 3/8 pulg.	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)
		STERIS		
REP0336		KIT DE REPARACIÓN	PN: P117904-011 Válvula neumática STERIS de 1-3/4" – 2040	▶ Reliance® 400-450-500 Glassware ▶ Reliance® 444 Washer Disinfector
		STERIS		

KIT DE REPARACIÓN

Código	Imagen	Repuesto	Descripción	Compatibilidad
REP0337		KIT DE REPARACIÓN STERIS	PN: P764326-481 Reparación de paquete de asientos	▶ AMSCO® Century® Small ▶ AMSCO® 400 Series Small
REP0338		KIT DE REPARACIÓN ASCO	PN: P764327725 válvula solenoide de 1/4" de STERIS Corporation	▶ AMSCO® Century® Small & ▶ AMSCO® Lab 110-251 & ▶ AMSCO® Century® 26x26 Medium
REP0339		KIT DE REPARACIÓN STERIS	PN: P764324-147 Reparación de válvulas de steris corporation	▶ AMSCO® Century® 26x26 Medium ▶ Eagle® 3000 Series Stage 2 Small
REP0340		KIT DE REPARACIÓN BURKERT	PN: P764329-052 Reparación de válvulas de steris corporation	▶ AMSCO Evolution-L Medium ▶ AMSCO® Evolution™ Floor Loading ▶ AMSCO® Evolution™ Medium
REP0341		KIT DE REPARACIÓN ASCO	PN: P764324-892 Reparación válvula asco/steris	▶ Eagle® 3000 Stage 3 SL Medium

KIT DE REPARACIÓN

Código	Imagen	Repuesto	Descripción	Compatibilidad
REP0342		KIT DE REPARACIÓN STERIS	PN: P754359-003 Válvula reductora de presión de 0,75"	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)
REP0343		KIT DE REPARACIÓN ASCO	PN: P764337-195 Colector De Vapor De Steris Corporation	(CONFIRMAR)
REP0344		KIT DE REPARACIÓN BURKERT	PN: P764329053 Válvulas asiento inclinado 2000/2002	▶ AMSCO Evolution-L Medium Steam ▶ AMSCO® Evolution™ Floor ▶ AMSCO® Evolution™ Medium
REP0345		KIT DE REPARACIÓN ASCO	PN: P764324-891 Reparación de válvulas de steris corporation S2	▶ Eagle® 3000 Stage 3 SL Medium
REP0346		KIT DE REPARACIÓN STERIS	PN: P117009-523 Reparación válvula asco/steris	(CONFIRMAR)

KIT DE REPARACIÓN

Código	Imagen	Repuesto	Descripción	Compatibilidad
REP0347		KIT DE REPARACIÓN STERIS	PN: P764337-327 Utilidad de aire V-PRO de STERIS Corporation	▶ V-PRO® 1 and V-PRO® 1 Plus ▶ V-PRO® maX Low Temperature ▶ VHP® MD140X Biodecontamination
REP0348		KIT DE REPARACIÓN ASCO	PN: P764326-477 Reparación de colector de válvula S1 de vapor	▶ AMSCO® Century® Small ▶ AMSCO® Lab 110-250
REP0349		KIT DE REPARACIÓN ASCO	PN: P764324895 Reparación de colector de válvula S1 de vapor	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)
REP0350		KIT DE REPARACIÓN STERIS	PN: P764326-478 Reparación de válvula de vapor Steris / Amsco S2 S9	▶ AMSCO® Century® Small ▶ AMSCO® Lab 110-250
REP0351		KIT DE REPARACIÓN STERIS	PN: P764326-482 Reparación del colector de escape S3	▶ AMSCO® Century® Small ▶ AMSCO® Lab 110-251 ▶ AMSCO® 400 Series

KIT DE REPARACIÓN

Código	Imagen	Repuesto	Descripción	Compatibilidad
REP0352		KIT DE REPARACIÓN STERIS	PN: P764326-621 Reparación De Válvula Solenoide	▶ AMSCO® Century® Small ▶ AMSCO® 400 Series Small
REP0353		KIT DE REPARACIÓN STERIS	PN: P764326-622 Reparación De Válvulas De Retención Del Colector De Agua	▶ AMSCO® Century® Small ▶ AMSCO® 400 Series Small
REP0354		KIT DE REPARACIÓN STERIS	PN: P754359-001 3/8 pulgadas, alivio de presión	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)
REP0355		KIT DE REPARACIÓN STERIS	PN: P764326-479 Reparación Escape Stm S35 S37 & S38	▶ AMSCO® Century® Small ▶ AMSCO® Lab 110-251 ▶ AMSCO® 400 Series
REP0356		KIT DE REPARACIÓN STERIS	PN: P764326-483 Reparación Válvula Colector Escape S40	▶ AMSCO® Century® Small ▶ AMSCO® Lab 110-251 ▶ AMSCO® 400 Series

KIT DE REPARACIÓN

Código	Imagen	Repuesto	Descripción	Compatibilidad
REP0357		KIT DE REPARACIÓN SPIRAX SARCO	PN: P764080-001 Reparación Trampa Vapor Tr1/Tr2, 1/2 pulgada NPT, Puerto MPT0,5"	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)
REP0358		KIT DE REPARACIÓN STERIS	PN: P764326-476 Reparación de asiento de válvula de vapor STERIS - 2408	▶ AMSCO® Century® Small ▶ AMSCO® Lab 110-251 ▶ AMSCO® 400 Series
REP0359		KIT DE REPARACIÓN STERIS	PN: P764324-196 Paquete PM para puerta de 24" x 36"	▶ Eagle® 3000 Stage 3 Medium ▶ Eagle® 3000 Stage 3 Medium - Renaissance Series
REP0360		KIT DE REPARACIÓN STERIS	PN: P764326-485 Comprobación/aguja de STERIS Corporation	▶ AMSCO® Century® Small ▶ AMSCO® 400 Series Small ▶ AMSCO® Lab 110-250 ▶ AMSCO® 110LS-250LS

REPUESTOS

Código	Imagen	Repuesto	Descripción	Compatibilidad
REP0361		Bobina de válvula solenoide S2/S9/S35 DANFONSS 	PN: P764323-941 Solenoid STERIS 120 VCA Din – 2372	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)
REP0362	 	Bobina de válvula solenoide S1 DANFONSS 	PN: P764326-632 Solenoid STERIS	► AMSCO® Century® Small ► AMSCO® Lab 110-250
REP0363	 	válvula solenoide de 3 vías ASCO 	PN: P129353526 válvula solenoide de 3 vías de STERIS Corporation	(CONFIRMAR)
REP0364	 	Conjunto Colector De Vapor STERIS 	PN: P146657-787 Conjunto colector de vapor de STERIS Corporation	► AMSCO® Century® Small ► AMSCO® Lab 110-250
REP0365	 	Electroválvula solenoide ASCO 	PN: P83228-002 Válvula solenoide de 3/4 de pulgada	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)

REPUESTOS

Código	Imagen	Repuesto	Descripción	Compatibilidad
REP0366		Electroválvula solenoide ASCO	PN: P764335-079 Válvula solenoide de vapor de STERIS Corporation	(CONFIRMAR)
REP0367		Electroválvula solenoide STERIS	PN: P093910-650 3/8 pulg. NPT, latón, 50 PSIG, 50 PSIG de STERIS Corporation	▶ Eagle® 3000 Series Stage 3 Small ▶ Eagle® 3000 Series Stage 3 Small ▶ Eagle® 3000 Stage 3 SL Medium ▶ Eagle® 3000 Stage 3 Washer
REP0368		Colector de escape STERIS	PN: P146657-788 Colector de escape de steris Corporation	▶ AMSCO® Century® Small ▶ AMSCO® 400 Series Small
REP0369		Conjunto de colector de vapor STERIS	PN: P146657789 Conjunto colector de agua de STERIS Corporation	▶ AMSCO® Century® Small ▶ AMSCO® 400 Series Small
REP0370		Válvula de agua de latón BURKERT	PN: 10091162 Pulgada, rosca hembra NPT, 24 V CC, de STERIS Corporation.	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)

REPUESTOS

Código	Imagen	Repuesto	Descripción	Compatibilidad
REP0371		Válvula de aislamiento ASCO	PN: P093940-125 Conjunto de válvula de aislamiento de STERIS Corporation	▶ V-PRO® 1 and V-PRO® 1 Plus Low Temperature ▶ V-PRO® maX Low Temperature & VHP® MD140X Biodecontamination
REP0372		Válvula de retención STERIS	PN: P150828459 Filtro de 1/2 pulg. Npt-raw	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)
REP0373		Válvula de retención NIBCO	PN: P150822-354 Válvula de retención oscilante, 1/2" NPT bronce	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)
REP0374		Válvula de retención NIBCO	PN: P083870-001 Válvula de retención de 3/4 pulg. de STERIS Corporation	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)
REP0375		Trampa de vapor SPIRAX SARCO	PN: P117903-554 Trampa de vapor de presión equilibrada de acero inoxidable de 1/2 pulgada NPT de STERIS Corporation	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)

REPUESTOS

Código	Imagen	Repuesto	Descripción	Compatibilidad
REP0376		Trampa de vapor TR1/TR2 STERIS	PN: P129222-001 1/2 PULGADA NPT, AMT188, Jacket	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)
REP0377		Bomba de desplazamiento PROCON	PN: P764323-551 Bomba de desplazamiento positivo de STERIS Corporation	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)
REP0378		Válvula de retención de resorte NIBCO	PN: P764326-446 Válvula de retención de resorte de STERIS Corporatio	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)
REP0379		Válvula De Seguridad Tuv/Asme STERIS	PN: P093918-511 Válvula de seguridad STERIS de 1/2" x 3/4" y 50 PSI – 6027	▶ AMSCO® 430LS Series Medium ▶ AMSCO® 630LS Series Medium ▶ AMSCO® Century® Small ▶ AMSCO® Lab 110-250 & ▶ AMSCO® 400 Series Small
REP0380		Válvula de seguridad KUNKLEA	PN: P056402-028 Válvula de seguridad PED de 1 pulgada NPT de STERIS Corporation	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)

REPUESTOS

Código	Imagen	Repuesto	Descripción	Compatibilidad
REP0381		Válvula de seguridad APOLLO VALVES	PN: P150828-473 válvula de seguridad para vapor, 40 PSI, de STERIS Corporation	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)
REP0382		Válvula de seguridad AQUATROL INC.	PN: P150828-478 Válvula de seguridad NPT de 1 pulgada de STERIS Corporation	▶ Eagle® 3000 Series Stage 3 ▶ Eagle® 3000 Stage 3 Medium ▶ Eagle® 3000 Stage 3 Medium - Renaissance Series
REP0383		Válvula neumática ASCO	PN: 10047866 Válvula de asiento inclinado 1/2npt ss	▶ AMSCO® 430LS Series Medium ▶ AMSCO® 600 Series® Medium ▶ AMSCO® 630LS Series Medium ▶ AMSCO™ 600LS Medium
REP0384		Válvula neumática de asiento inclinado BURKERT	PN: P055605-165 Válvula neumática de asiento inclinado de bronce de 1/2 pulgada NPT de STERIS Corporation	▶ AMSCO Evolution-L Medium ▶ AMSCO® Evolution™ Medium
REP0385		Válvula neumática MKS	PN: P136822-029 Válvula Neumática De Steris Corporation	▶ V-PRO® 1 ▶ V-PRO® 1 Plus ▶ V-PRO® maX 2 ▶ V-PRO® maX

REPUESTOS

Código	Imagen	Repuesto	Descripción	Compatibilidad
REP0386		Regulador de Presión PR1 STERIS	PN: P136809-750 Conjunto Válvula Control Vapor 3/8" 3337	► AMSCO® Century® Small ► AMSCO® Lab 110-251 ► AMSCO® 400 Series
REP0387		interrupción de control de presión RANCO	PN: P764323-470 Interrupción de control de presión de funcionamiento para generador de vapor	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)
REP0388		Transductor de Presión STERIS	PN: P136809-787 Transmisión De Prensa De La Cámara Con Arrastre	► AMSCO® Century® Small ► AMSCO® 400 Series Small
REP0389		Transductor de Presión STERIS	PN: P093910-580 Transductor de presión de 1/4 pulg. NPT de STERIS Corporation	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)
REP0390		Transductor de Presión STERIS	PN: 136816-078 Transductor de presión de STERIS corporation	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)

REPUESTOS

Código	Imagen	Repuesto	Descripción	Compatibilidad
REP0391		Manómetro de Cámara WIKA	PN: P007872-051 Montaje Inferior 1/8 In Mpt, 0 A 100 Psi	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)
REP0392		Manómetro de presión WIKA	PN: P007871-051 Manómetro de presión, 0-100 PSI, DE 2,5"	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)
REP0393		Manómetro de presión ASHCROFT	PN: P760265-636 Manometro de presion 0-160 psi de STERIS Corporation	▶ AMSCO® 400 Series® Medium ▶ AMSCO® 600 Series® Medium ▶ AMSCO® 400 Series Small
REP0394		Sonda RTDA STERIS	PN: P093922-107 Acero inoxidable/Teflón, 1/8 de pulgada	▶ AMSCO Evolution-L Medium
REP0395		Conjunto de sonda de cámara STERIS	PN: P356256-909 Conjunto de sonda de cámara de STERIS Corporation	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)

REPUESTOS

Código	Imagen	Repuesto	Descripción	Compatibilidad
REP0396		Conector macho STERIS	PN: P129373-555 Conector macho de 5/8"	▶ AMSCO® 400 Series® Medium ▶ AMSCO® 430LS Series Medium ▶ AMSCO® Century® 26x26 Medium ▶ AMSCO® Century® 26x37.5 Medium
REP0397		Contactor STERIS	PN: P759748-001 Contactor 120 V 60 A, 3 POLOS	▶ AMSCO® 430LS Series Medium ▶ AMSCO® 630LS Series Medium
REP0398		kit de contactor ABB	PN: P764335923 kit de contactos de STERIS Corporation	▶ AMSCO® 430LS Series Medium ▶ AMSCO® 630LS Series Medium ▶ AMSCO® Century® Small ▶ AMSCO® Lab 110-250 & ▶ AMSCO® 400 Series Small
REP0399		Filtro de carbono STERIS	PN: P093940-310 filtro de carbono de 6,83" de diámetro exterior x 7,12" para conjunto de escape de vacío	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)
REP0400		Conjunto de cables STERIS	PN: P136809-753 Conjunto de cables P19/CS1/PS1 de STERIS Corporation	▶ AMSCO® Century® Small ▶ AMSCO® 400 Series Small

REPUESTOS

Código	Imagen	Repuesto	Descripción	Compatibilidad
REP0401		Batería de litio STERIS 	PN: P764332-350 batería de litio de 1000 mah	▶ V-PRO® 1 ▶ V-PRO® 1 Plus Low Temperature ▶ V-PRO® maX Low Temperature
REP0402		Conjunto de placa de entrada/salida STERIS 	PN: P146665425 Conjunto de placa de entrada/salida de STERIS Corporation	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)
REP0403		Conjunto de placa de circuito STERIS 	PN: P146665-961 Conjunto de placa de circuito impreso de E/S, 1 A, de STERIS Corporation	▶ AMSCO® Century® Small ▶ AMSCO® Century® 26x26 Medium ▶ AMSCO® Century® 26x37.5 Medium
REP0404		Placa de control STERIS 	PN: P146655-819 Placa de control de STERIS Corporation	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)
REP0405		Placa de controlador e interfaz STERIS 	PN: P146655-491 Placa de controlador e interfaz de STERIS Corporation	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)

REPUESTOS

Código	Imagen	Repuesto	Descripción	Compatibilidad
REP0406		Intercambiador de calor STERIS	PN: P136809844 Intercambiador de calor, 450 psi, 437 °f, 4.37 x 2.05 x 12.2 pulgadas	► AMSCO® Century® Small ► AMSCO® 400 Series Small
REP0407		Intercambiador de calor STERIS	PN: P136816022 12,20 x 4,40 x 1,69 pulgadas para montaje en la parte superior del conjunto de bomba/vacío	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)
REP0408		Elemento calefactor STERIS	PN: P075425091 Sistema de calefacción por elementos calefactores de STERIS Corporation.	Eagle® 2000 Small Gravity
REP0409		Elemento calefactor STERIS	PN: P093929062 Sonda / sensor de proximidad	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)

GETINGE 




REPUESTOS



Compatible



Original

Código	Imagen	Repuesto	Descripción	Compatibilidad
REP0410		Sello de puerta	PN: 48320607 Junta de cámara Getinge HS 33 azul – Sello profesional para autoclave	► HS 33
		GETINGE 		
REP0411		Sello de puerta	PN: 61301607691 Junta de silicona para puerta de 17,5" x 17,5"	► OEM serie 400 433
		GETINGE 		
REP0412		Sello de puerta	PN: 579002801 Junta de puerta azul de Getinge USA Sales, LLC	► Solsus 66
		GETINGE 		

REPUESTOS

Código	Imagen	Repuesto	Descripción	Compatibilidad
REP0413		Elemento calefactor	PN: 561026104 Calentador de inmersión, 400 voltios de getinge usa sales, llc	► Solsus 66
		GETINGE 		
REP0414		Elemento calefactor	PN: 561026107 Elemento calefactor GETINGE 10KW 415V	► OEM serie 400 433
		GETINGE 		
REP0415		Elemento calefactor	PN: 6001134976 Kit de calefaccion getinge 9KW 230/400V	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)
		GETINGE 		
REP0416		Válvula de seguridad	PN: 463199912 Válvula de seguridad de 3/4 de pulgada de Getinge USA Sales, LLC	► OEM serie 400 433
		GETINGE 		
REP0417		Transductor de presión	PN: 570267101 transductor de presión de getinge usa sales, llc	► Solsus 66
		GETINGE 		

REPUESTOS

Código	Imagen	Repuesto	Descripción	Compatibilidad
REP0418		Conjunto de válvula solenoide	PN: 570251504 Conjunto de válvula solenoide 24V 50/60Hz	► Solsus 66
		GETINGE 		
REP0419		Kit de reparación de válvulas	PN: 61301601739 kit de reparación de válvula solenoide	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)
		ASCO 		
REP0420		Válvula solenoide	PN: 517356 Válvula solenoide de 3 vías 3/4", 110 VCA, doble bobina	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)
		ASCO 		
REP0421		Kit de reparación de válvula solenoide	PN: 61301604084 Cilindro de puerta getinge	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)
		GETINGE 		
REP0422		Inyector de agua	PN: 59858 Expulsor de agua de latón de 0,75 NPT de Geringe USA Sales, LLC	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)
		GETINGE 		

REPUESTOS

Código	Imagen	Repuesto	Descripción	Compatibilidad
REP0423		Válvula de retención	PN: 513362 Válvula de retención de 1/2"	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)
		ASCO 		
REP0424		Relé	PN: 502660900 Relé, 24 V Cc, 4 Polos, Sin Led, De Getinge Usa Sales, Llc	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)
		COMAT RELECO 		
REP0425		Interruptor de presión	PN: 469517303 0,2-4 bar, macho BSPP de 1/4 de pulgada	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)
		GETINGE 		
REP0426		Válvula solenoide	PN: 6034800342 Válvula solenoide de vapor getinge de 2 vías, 1", 24 VCA	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)
		ASCO 		
REP0427		Purgador automático	PN: P0011265 Trampa de vapor, termodisco, 1.00 npt de getinge usa sales, llc	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)
		GETINGE 		

REPUESTOS

Código	Imagen	Repuesto	Descripción	Compatibilidad
REP0428		Electroválvula	PN: SCXE222B094 12, B177-5Solenoid Valve GETINGE Autoclave Spareparts	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)
		ASCO 		
REP0429		Electroválvula	PN: 6545490 by Getinge USA Sales, LLC	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)
		FLO CONTROL 		
REP0430		Sonda de temperatura PT1000	PN: 70040477 Sonda de temperatura getinge con blindaje simple	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)
		GETINGE 		
REP0431		Electroválvula	PN: 479324002 2/2" Vías Acción Directa	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)
		ASCO 		
REP0432		Parada de emergencia	PN: 6002217001 Parada de emergencia 6A	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)
		GETINGE 		

REPUESTOS

Código	Imagen	Repuesto	Descripción	Compatibilidad
REP0433		Kit de mantenimiento preventivo parte superior	PN: 6034750307 Pieza de repuesto pm, parte superior para la serie 700 de getinge usa sales, llc	► SERIE 700
		GETINGE		
REP0434		Electroválvula	PN: 61301609872 3/8 NPT Getinge 24VAC	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)
		BURKERT		
REP0435		Electroválvula	PN: 6013152101 SOL, 1,120V, NC, 3 HILOS	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)
		GC		
REP0436		Electroválvula	PN: 602747101 Válvula de entrada de agua Getinge OEM	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)
		ASCO		
REP0437		Kit de mantenimiento preventivo parte inferior	PN: 6034750308 Pieza de repuesto pm, parte inferior para la serie 700 de getinge usa sales, llc	► SERIE 700
		R.F. ASOCIADAS		

REPUESTOS

Código	Imagen	Repuesto	Descripción	Compatibilidad
REP0438		Intercambiador de calor GETINGE 	PN: 61301608571 Intercambiador de calor de getinge usa sales, llc	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)
REP0439		Kit de reparacion ASCO 	PN: 61301609451 Válvula solenoide Getinge,	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)
REP0440		Kit de reparación ASCO 	PN: 54187 - 2646 reparación de válvulas	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)
REP0441		Kit de reparación ASCO 	PN: 68164 Reconstrucción solenoide GETINGE para 1/4" NTP NOS	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)
REP0442		Kit de reparación ASCO 	PN: 56161 Válvula solenoide Getinge/Castle 3/4"	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)

REPUESTOS

Código	Imagen	Repuesto	Descripción	Compatibilidad
REP0443		Sensor de nivel	PN: 466601602 Interrupor de nivel con cable de 2 m de getinge usa sales, llc	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)
		GETINGE 		
REP0444		Kit de reparación	PN: 27557 Trampa de Vapor 3/4 Kit de Reconstrucción	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)
		CASTLE 		
REP0445		Tarjeta de circuito de placa principal	PN: 570330101 Tarjeta de circuito de placa principal CM10 de Geringe USA Sales, LLC	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)
		GETINGE 		
REP0446		Presostato	PN: 570446702 BMG-IN03 1,7 BAR	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)
		DANFOSS 		
REP0447		Válvula neumática	PN: 8290A391 Val, norma de 2 vías cerrada, 3/4", NPT, 150 PSI 2636	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)
		ASCO 		

REPUESTOS

Código	Imagen	Repuesto	Descripción	Compatibilidad
REP0448		Manómetro GETINGE	PN: 61301608294 Manómetro Cámara 2" Hg -30 A 60psi 1/8" Npt	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)
REP0449		Válvula de seguridad GETINGE	PN: 570107601 Válvula de seguridad 3/4 x 1" 100 PSI	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)
REP0450		Sonda de temperatura GETINGE	PN: Z245925 1042 Getinge RTD única 10"	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)
REP0451		Bomba de inyección HANNING ELEKTRO-WERKE	PN: 501584000 Bomba de inyección 230 V 60 Hz 300 W de Getinge USA Sales, LLC	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)
REP0452		Purgador automático GETINGE	PN: 61301602492 Castle OEM 1/2" TT125A, 0,5" NPT trampa de vapor	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)

REPUESTOS

Código	Imagen	Repuesto	Descripción	Compatibilidad
REP0453		Válvula de seguridad	PN: 517339 Válvula solenoide de vapor GETINGE de 2 vías, 3/8"	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)
		ASCO 		
REP0454		Cilindro de puerta	PN: 570200301 Cilindro de puerta getinge	► Solsus 66
		GETINGE 		



REPUESTOS



Compatible



Original

Código	Imagen	Repuesto	Descripción	Compatibilidad
REP0455		Sensor de temperatura	PN: 01610501 RPI Parte #TUS093, (PT-100)	1730E, 1730EK, 2340E, 2340EA, 2340EK, 2340EKA, 2540EA, 2540EK, 2540EKA, 3850E, 3850EA, 3850EK, 3850EKA, 3870E, 3870EA, 3870EK, 3870EKA, EZ10, EZ10k, EZ9, EZ9k
		RPI		
REP0456		Sensor de temperatura	PN: ELC258-0030 RPI Parte #TUS093, (PT-100)	EZ9 PLUS, EZ11 PLUS, ELARA
		TUTTNAUER		
REP0457		Termostato	PN: 01620101 RPI #TUT007 diámetro de 3/16". "X 5-1/2" Funciona de 0 a 32 PSIG	1730M, 1730MK, 2340M, 2340MK, 2540M, 2540MK, 3850M, 3850MK, 3870M, 3870MK, 1730 MKV
		RPI		


REPUESTOS

Código	Imagen	Repuesto	Descripción	Compatibilidad
REP0458		Termostato RPI 	PN: 01620004 RPI #TUT038, Preset 450 ° F (230 ° C)	1730M, 1730MK, 2340M, 2340MK, 2540MK, 3850MK, 3850MK, 3870M, 3870MK
REP0459		Interruptor de puerta TUTTNAUER 	PN: 01910190 RPI #TUS014, 15A 125-250VAC, Pestañas de 1/4"	1730E, 1730EK, 1730M, 1730MK, 2340E, 2340EA, 2340EK, 2340EKA, 2340MK, 2540E, 2540EA, 2540EK, 2540EKA, 2540M, 2540MK, 3850E, 3850EA, 3850EK, 3850EKA, 3850M, 3850MK, 3870E, 3870EA, 3870EK, 3870EKA, 3870M, 3870MK10 EZ10 EZ10K10K10
REP0460		Microinterruptor de puerta RPI 	PN: ELE036-0026	► EZ9Plus
		Transductor de presión TUTTNAUER 	PN: 01630101-1 OEM AJUNC3	► 1730E
REP0462		Válvula de alivio de aire TUTTNAUER 	PN: CB842010 1/4-28 rosca, 10 mm hexagonal	► 3870E

REPUESTOS

Código	Imagen	Repuesto	Descripción	Compatibilidad
REP0463		Temporizador RPI 	PN: 01910011 RPI #TUT008, 16A 250VAC; SPST, 59 mm (2,32") de diámetro. x 48 mm (1,89") DP.	1730M, 1730MK, 2340M, 2340MK, 2540M, 2540MK, 3850M, 3870M, Valueklave (1730 MKV)
REP0464		Resistencia TUTTNAUER 	PN: 01720007 CC820020, elemento calefactor 230V 500W	► 3870E
REP0465		Junta de puerta TUTTNAUER 	PN: GAS080-0196	2340 (M/MK/E/EA/EK/EK)
REP0466		Junta de puerta TUTTNAUER 	PN: GAS080-0043	► 5075HSG
REP0467		Junta de puerta RPI 	PN: 02610020	1730E, 1730EK, 1730M, 1730MK, Valueklave (1730 MKV)

REPUESTOS

Código	Imagen	Repuesto	Descripción	Compatibilidad
REP0468		Junta de puerta RPI 	PN: GAS080-0310	► 3870E
REP0469		Junta de puerta RPI 	PN: GAS080-0317	► LabSci 15
REP0470		Junta de puerta RPI 	PN: 02610118	► LabSci 15
REP0471		Junta de puerta RPI 	PN: GAS080-0260	T-Edge 11S/11B
REP0472		Junta de puerta TUTTNAUER 	PN: 02610023	2540, EZ10, EZ10K

REPUESTOS

Código	Imagen	Repuesto	Descripción	Compatibilidad
REP0473		Junta de puerta RPI 	PN: 02610019	3870M / 3870EA
REP0474		Junta de puerta RPI 	PN: GAS080-0055	► Elara 11
REP0475		Junta de puerta RPI 	PN: RUN823-0003	► T-Top 10
REP0476		PM Kit RPI 	PN: TUK128 TUG003, MIF062, TUB019, TUB072, TUJ034	► 2540E, 2540M
REP0477		PM Kit RPI 	PN: TUK125 TUG021, MIF062, TUB019, TUB072, TUJ034, PF644	► 2340EA, EZ9

REPUESTOS

Código	Imagen	Repuesto	Descripción	Compatibilidad
REP0478		PM Kit	PN: TUK121 (RPI Part #TUV034)	► 1730E, 1730M
		RPI 		
REP0479		PM Kit	PN: TUK122 TUG001, MIF062, TUB019, TUB072, TUJ033	► 1730MKV
		RPI 		
REP0480		Junta de depósito de agua	PN: 02610029 6 "estilo de fuelle redondo, silicona negra	► 2340E
		TUTTNAUER 		
REP0481		Filtro de cámara de malla de llenado	PN: 002-0360-00 30 x 30 malla de malla de acero inoxidable	1730E, 1730EK, 1730M, 1730MK, 2340E, 2340EA, 2340EK, 2340EKA, 2340MK, 2540E, 2540EA, 2540EK, 2540EKA, 2540M, 2540MK, 3870E, 3870EA, 3870EHS, 3870M, 7, M11, M11D, M7, M9, M9D, Valueklave (1730 MKV)
		TUTTNAUER 		
REP0482		PM Kit	PN: TUK078 TUH032, TUJ034, TUV065	1730E, 1730M, 2340E, 2340EA, 2340M, 2540E, 2540EA, 2540EHS, 2540M, 3870EHS, EZ10, EZ9
		RPI 		

REPUESTOS

Código	Imagen	Repuesto	Descripción	Compatibilidad
REP0483		Interruptor de nivel de agua RPI	PN: 01630302 RPI #TUS088, Depósito de agua	1730E, 1730M, 2340E, 2340EA, 2340M, 2540E, 2540EA, 2540EHS, 2540M, 3870EHS, EZ10, EZ9
REP0484		Bomba de aire RPI	PN: 02200052 EZ10K 220 VOLTIOS	► EA, EKA, E10K
REP0485		Bomba de aire RPI	PN: 02200051 RPI #TUP100, 115VAC, 60 Hz, conexión 1/4 "	2340EA, 2540EA, EZ10, EZ9
REP0486		Bomba de agua ULKA	PN: PUM055-0005 (120VAC), 1/4" Barb, Salida: 1/8-28 hembra BSPP	2340EA, 2540EA, EZ10, EZ9
REP0487		Montaje de válvula TUTTNAUER	PN: CT810013 RPI #TUV025, TUS057, TUK049, TUK037, TUK061	1730M, 1730MK, 2340M, 2340MK, 2540M, 2540MK, 3870M

REPUESTOS

Código	Imagen	Repuesto	Descripción	Compatibilidad
REP0488		Montaje de válvula RPI 	PN: CT844180 RPI #TUV042, 3/8" púa	1730E, 1730EK, 1730M, 1730MK, 2340E, 2340EA, 2340EK, 2340EKA, 2340MK, 2540E, 2540EA, 2540EK, 2540EKA, 2540M, 2540MK, 3870E, 3870EA, 3870EHS, 3870M, EZ10, EZ10k, EZ9, Valueklave (1730 MKV)
REP0489		Resistencia RPI 	PN: 01720003 RPI #TUH006 350W, 120VAC, ~ 41Ω	► 2540E, 2540M, EZ10
REP0490		Resistencia RPI 	PN: 01720011 pieza RPI #TUH004, 450W, 120VAC, ~ 32Ω	► 1730M
REP0491		Resistencia TUTTNAUER 	PN: HEA010-0018 120V HEATING ELEMENT	► EZ11Plus
REP0492		Electrodo de llenado de agua RPI 	PN: CB930040 RPI #TUV025, TUS057, TUK049, TUK037, TUK061	1730E, 1730EK, 2340E, 2340EA, 2340EK, 2340EKA, 2540EA, 2540EK, 2540EKA, 3870E, 3870EA, EZ10, EZ10k, EZ9

REPUESTOS

Código	Imagen	Repuesto	Descripción	Compatibilidad
REP0493		Válvula de seguridad RPI 	PN: 03110002 RPI parte #TUV065, EZ9 (40 PSI)	1730E, 1730EK, 1730M, 1730MK, 2340E, 2340EA, 2340EK, 2340EKA, 2340M, 2340MK, 2540E, 2540EA, 2540EHS, 2540EK, 2540EKA, 2540MK, 3850E, 3850EA, 3850M, 3870E, 3870EA, 3870EHS, 3870M, EZ10, EZ10, EZ9, Valueklave) (1730 MKV)
REP0494		Pasador de bisagra TUTTNAUER 	PN: LOK240-0019 10 mm con pasajero Cotter	► 1730M
REP0495		Dispositivo de cierre TUTTNAUER 	PN: CT220010 Cierre completo	► 2340E, 1730/2340/2540
REP0496		Manómetro TUTTNAUER 	PN: 02300011 0-60 PSI con punto máximo, 2-1/2" de diámetro.	► 2540M
REP0497		Manómetro TUTTNAUER 	PN: 02300012 1,5 pulgadas	► 1730M

REPUESTOS

Código	Imagen	Repuesto	Descripción	Compatibilidad
REP0498		Émbolo de válvula RPI	PN: 01810904 Manga 6 mm llenado de agua	► 2540EA
REP0499		Émbolo de válvula RPI	PN: TUK086 EZ9, EZ10 y EZ10k	1730E/EK, 2340E/EK, 2540E/EK y 3870E
REP0500		Solenoid bobina GEM-SOM	PN: 01810905 12VDC 12W OEM 01810905	1730E/EK, 2340E/EK, 2340E/EK, 2540E/EK y 3870E
REP0501		Válvula GEM-SOM	PN: 01810103 6 mm, 1/4 FPT, 12VDC; 12W	► 2540E
REP0502		Serpentin TUTTNAUER	PN: CT836101 Universal Bobina de condensación	2340E, 2340EK, 2340M, 2340MK, 2540E, 2540EK, 2540M, 2540MK, Valueklave (1730 MKV), EZ9, EZ10, 38070 todos los modelos

REPUESTOS

Código	Imagen	Repuesto	Descripción	Compatibilidad
REP0503		Interruptor de nivel	PN: 01630302 Depósito delantero	1730E, 2340E, 2340EA, 2340EKA, 2540E, 2540EA, 2540EHS, 2540EKA, 3870E, 3870EA, 3870EHS, EZ10, EZ10k, EZ9
		TUTTNAUER 		
REP0504		luz de señal	PN: 01919262 Color verde 250VAC; Neón	1730EK, 1730MK, 2340E, 2340EA, 2340EK, 2340EKA, 2340MK, 2540E, 2540EA, 2540EK, 2540EKA, 2540M, 2540MK, 3850E, 3850EA, 3850M, 3870E, 3870EA, 3870M, 3870M, 3870MK
		RPI 		
REP0505		Placa PC 2540E	PN: 03700029 Tarjeta de circuito electrónico AJUNC-3	1730E, 1730EK, 2340E, 2340EA, 2340EK, 2340EKA, 2540EA, 2540EK, 2540EKA, 3850E, 3850EA, 3850EK, 3850EKA, 3870E, 3870EA, 3870EK, 3870EKA, EZ10, EZ10k, EZ9, EZ9k
		TUTTNAUER 		
REP0506		Placa PC	PN: 03700029A RPI Parte #TUB154, (AJUNC-3)	1730E, 1730EK, 2340E, 2340EA, 2340EK, 2340EKA, 2540EA, 2540EK, 2540EKA, 3850E, 3850EA, 3850EK, 3850EKA, 3870E, 3870EA, 3870EK, 3870EKA, EZ10, EZ10k, EZ9, EZ9k
		RPI 		
REP0507		Fuente de alimentación	PN: 04400299 Voltaje de entrada de 90 a 264VAC, Voltaje de salida: Ch.1 = 3.2A @ 5VDC; Ch. 2 = 2A @ 12VDC	► 3870EA
		TUTTNAUER 		

REPUESTOS

Código	Imagen	Repuesto	Descripción	Compatibilidad
REP0508		Relé calentador	PN: 04400338 Estado sólido EZ9K 25A 24-208V	► 1730E
		CRYDOM 		
REP0509		Interruptor de circuito	PN: 01910098 Circuit Break-15A Palanca Estilo, 15 amperios, 1/4 "pestañas de conexión rápida	► 1730E
		TUTTNAUER 		
REP0510		Interruptor de alimentación	PN: 01910172	1730E, 1730EK, 1730M, 1730MK, 2340E, 2340EA, 2340EK.
		TUTTNAUER 		



REPUESTOS



Compatible



Original

Código	Imagen	Repuesto	Descripción	Compatibilidad
REP0511		Serpentin	PN: MIC037 P/N: MIC037, 1/4 pulgadas de diámetro	M11, M11D, M9, M9D
		MIDMARK		
REP0512		Montaje Motor Puerta	PN: 002-0790-00 Part #MIA180, 120 VAC.	M11, M9
		RPI		
REP0513		Resistencia	PN: 002-0367-00 Parte RPI #MIH048, 1425W, 120VAC, ~ 10Ω, Tamaño: 3-7/16" W x 11-15/32" lg.; 7/16-20 bujes	M9-001 a -019 M9-020 a -022 M9D-001 a -019 M9D-020 a -022
		RPI		

REPUESTOS

Código	Imagen	Repuesto	Descripción	Compatibilidad
REP0514		Resistencia	PN: 002-0839-00 RPI Parte #RCH118, 1136W, 118VAC, ~12Ω, Size: 3.56" W x 8.09" lg.; 7/16-20	M7
		RPI 		
REP0515		Resistencia	PN: 002-0505-01 Elemento calefactor 240V	M11
		RPI 		
REP0516		Teclado	PN: 015-1551-00 Touchpad	M11, M9
		YES 		
REP0517		Placa de PC	PN: 002-1992-00 PC Board for Midmark M9/M11, Gen2 (current model)	M11, M9
		MIDMARK 		
REP0518		Cubierta	PN: 050-5229-00 Puerta interior M11 NS	M11
		RPI 		

REPUESTOS

Código	Imagen	Repuesto	Descripción	Compatibilidad
REP0519		Cubierta	PN: 002-0781-00 Cubierta de la puerta MIK266A	M11
		MIDMARK 		
REP0520		Cubierta superior	PN: 002-0780-03 04x (040/041/042) NS NS Kit	M11
		MIDMARK 		
REP0521		Sonda De Temperatura	PN: 015-1551-00 Parte RPI #MIP050, 1/8 "MPT, ~ 12,00 "LG. Cable	M11, M11D, M9, M9D
		RPI 		
REP0522		Sensor de nivel	PN: 002-0358-00 Parte RPI #MIS075	M11, M9
		RPI 		
REP0523		Interruptor	PN: 015-1556-00 Conjunto de interruptor de bloqueo de puerta Midmark	M11
		MIDMARK 		

REPUESTOS

Código	Imagen	Repuesto	Descripción	Compatibilidad
REP0524		Termostato	PN: 015-1637-00 450 F ± 25 F; Cierra 364 F ± 20 F 15A 120VAC; 10A 250VAC	M7/M9/M11
		MIDMARK 		
REP0525		Válvula	PN: 002-0366-00 04x (040/041/042) NS NS Kit	M11, M9
		RPI 		
REP0526		Solenoid	PN: 015-1551-00 Parte RPI #MIS079, 120V/60Hz; bobina negra, 3/16", 1/2"; ~ 11,6 Ω	M11-001 a -019
		RPI 		
REP0527		Válvula de seguridad	PN: 014-0593-00 Parte RPI #MIV122, 1/8" MPT, 40 PSI	M11, M11D, M9, M9D
		RPI 		
REP0528		Válvula solenoide	PN: 015-1556-00 Conjunto de interruptor de bloqueo de puerta Midmark	M11, M9
		RPI 		

REPUESTOS

Código	Imagen	Repuesto	Descripción	Compatibilidad
REP0529		Montaje válvula RPI	PN: 015-1637-00 Parte RPI #MIA137, 120 VAC 50/60Hz. FWR; 14W	M9-020 a -022 M9D-020 a -022 M11-020 a -022 M11D-020 a -022
REP0530		Válvula solenoide MIDMARK	PN: 029-2755-00 Parte RPI #MIA137, 120 VAC 50/60Hz. FWR; 14W	M11-020, M11-021, M11-022, M11D-020, M11D-021, M11D-022
REP0531		Kit de válvula MIDMARK	PN: 014-0419-00 120VAC / 60 Hz. FWR; orificio de 1/8"; 1/8 FPT; puerto	M11
REP0532		Electroválvula MIDMARK	PN: 014-0593-00 NS 230V	M11 y M9
REP0533		Fuelle de ventilación MIDMARK	PN: 015-1556-00 Parte RPI #CRB089, 1/4" en ambos extremos	M11

REPUESTOS

Código	Imagen	Repuesto	Descripción	Compatibilidad
REP0534		KIT	PN: 002-0653-00 Parte RPI #RPK431, (identificación de 3/8" x 5/8" OD)	M7
		RPI 		
REP0535		Válvula	PN: 014-0402-00 RPI Parte #RCV052	M7
		RPI 		
REP0536		Filtro	PN: 014-0419-00 Parte RPI #MIF038, Filtro de 100-150 micras	M11, M11D, M9, M9D
		RPI 		
REP0537		Transformador	PN: 015-1511-00 ASSY 230V, 300W MFR	M11 y M9
		MIDMARK 		
REP0538		Ventilador	PN: 015-1368-00 115VAC; 50/60Hz; 3000 RPM, 3,15" x 3,15" x 1,50"	M9 y M11
		MIDMARK 		



► VAPOR

Calidad a Bajo costo



Cinta indicadora de vapor clase 1

Vivatest

INC0024



Químico a Vapor EOS
19*50M

3M

INC0025



3M 1355-24MM Comply 0,94
pulgadas x 60 yardas.

3M

INC0026



3M Comply 1 pulgada X 60
yardas 1322-24MM

► VAPOR

Cinta indicadora de vapor clase 1



INC0027



Autoadhesivas con
indicador químico, 18mmx
50mts



INC0028



Condición de punto final: 121
°C, 10 minutos; 134°C, 2
minutos. Medida: 18mmx
50mts



INC0029



Los ciclos validados (121°C
gravedad, 132°C prevacío y
135°C prevacío). Medida:
18mmx 50mts

Cinta indicadora de vapor clase 1



INC0030



Condiciones de exposición
10 minutos, 121°C // 2
minutos, 134°C Tamaño 50
mm x 19 mm



INC0031



Paquete 115 x 125 mm,
amarillo inicial y vira a
marrón



INC0032



Paquete rango 132 a 134°C,
medida: 11.1 x 12.7 cm

► VAPOR

Test de bowie & dick Clase 2



INC0033



Paquete amarillo inicial y vira a marrón, de 132 a 134°C x 3.5 min, medida: 16 mm x 125 mm x 113 mm



INC0034



Tarjeta B&D Lila inicial y vira a verde, 89 x 48 x 0.33 mm



INC0035



Hojas tamaño A4 de 80 g/m2, Color in amarillo, fin marrón oscuro - negro

Test de bowie & dick Clase 2



INC0036



de 270 - 275°F (132 a 134°C) por 3 - 4 minutos



INC0037



Condiciones: 16.9 minutos a 121°C; 4 minutos a 132°C; 3.5 minutos a 134°C.

Tira química indicadora Clase 5



INC0038




Integrador químico AAMI/ANSI/ISO 11140-1 Tipo 5 250°F (121°C), 270°F (132°C), 273°F (134°C).

► VAPOR

Tira quimica indicadora Clase 5

3M

INC0039



3M Attest Tipo 5
Integradores Químicos
1243B

Tira quimica indicadora Clase 4

Chemdyne

INC0040



Color in amarillo, fin marrón
oscuro - negro, 121 °C, 15
minutos; 134°C, 3.5 minutos.

Tira quimica indicadora Clase 6

KIMS

INC0041



Tamaño: 72 X 23 mm. Color
inicial: Violeta
Color final: Verde claro

Tira quimica indicadora Clase 5

Terragene

INC0042



Entre 118 ° C y 138 ° C.
Tamaño: 52 mm x 21 mm.

STERIS

INC0043



Disponibles en dos
longitudes: 216 mm (8-1/2") y
108 mm (4-1/4")

Tuttnauer

INC0044



Condiciones de exposición
121°C, 15 minutos y 134°C, 3.5
minutos
Tamaño 72 mm x 23 mm

► VAPOR

Indicador Biológico



INC0045

Rango de Temperatura:
Almacenar entre 4-25 °C
para una conservación
óptima.

3M



INC0046

De 121 °C/250 °F a 132 °C/270
°F, el indicador de proceso
químico cambia de rosa a
marrón/negro

3M



INC0047

Resultados de BI en 24
minutos en lectores aut 3M
Attest 490/490H con versión
de software 4.2.7 o superior.

Indicador Biológico

BIONOVA



INC0048

Tapa de polipropileno: 13.0
mm de alto, 10.5 mm de
diámetro externo, Pared de
1.0 mm de grosor.

BIONOVA



INC0049

Rapid (1 hora), BT222,
Geobacillus
stearothermophilus (ATCC®
7953) 10⁶ esporas por vial.

KIMS



INC0050

Incubar a 55-57°C
Tiempos de supervivencia y
de muerte en minutos a
121°C y 134°C.

► VAPOR

Indicador Biológico

STERIS

INC0051



Resultado fluorescente en
20 minutos

Tuttnauer

INC0052



WTL198-0072, BI Vapor
20min, Geobacillus
stearothermophilus (ATCC
7953) 10^6 esporas por vial.

Tuttnauer

INC0053



WTL198-0058, BI Vapor 1h,
Geobacillus
stearothermophilus (ATCC
7953) 10^5 o 10^6

► FORMALDEHIDO

Cinta indicadora de formaldehido clase 1

Cinta indicadora de formaldehido clase 5



INC0054



19 mm x 50 m, cambio de color para un proceso exitoso de color marrón, a verde



INC0055



El color cambiara el proceso de Esterilización de Marrón / Rojo a Verde. Medida: 19mm x 50m



INC0056



El indicador de control vira de azul a un completo verde.

Tira quimica indicadora Clase 5

Tira quimica indicadora Clase 4

Indicador Biologico



INC0057



El indicador vura de color burdeo a un color verde al finalizar el correcto proceso de esterilizacion



INC0058



Tiras de papel bilaminado de 75 x 21.5 mm con patrón de viraje en cada tira



INC0059



Condiciones de exposición 121 °C – 135 °C (El cambio de color indica un proceso no exitoso.)

► FORMALDEHIDO

Indicador Biológico



INC0060



Geobacillus
stearothermophilus (ATCC
7953) 10^6 esporas por vial.
Lectura: 2 horas.

► PEROXIDO DE HIDROGENO

Cinta indicadora de peroxido de hidrogeno clase 1



INC0061

Rollo de 50 m X 19mm,
Viraje del indicador:
De azul a rosado

3M



INC0062

Rollo de 50 m X 19mm,
Viraje del indicador:
De azul a rosado



INC0063

Cintas de 19 mm x 50 mts.
Viraje, cambio de color de
azul a rosado.

Cinta indicadora de peroxido de hidrogeno clase 1

Terragene®



INC0064

cinta de 50 mts x 20 mm,
color inicial: purpura, color
final: verde.

Tuttnauer



INC0065

Color in Púrpura, fin Verde,
PLZ198-0003, VH202,
Exposición 6 minutos, 50 °C, 2.3
mg/l H2O2, 50 mm x 19 mm



Tira quimica indicadora Clase 4



INC0066

Tiras Indicadoras Químicas,
14100, cambia de rojo (no
reprocesado) a amarillo o
más claro (reprocesado)

► PEROXIDO DE HIDROGENO

Tira quimica indicadora Clase 4

3M

INC0067



La tira indicadora cambia progresivamente de azul a rosa

Chemdye®

INC0068



Condiciones: 6 minutos, 50 °C, 2,3 mg/l H₂O₂, CD40, Indicador Químico Multivariable

KIMS

INC0069



(cambio de color visible)
Peso: 0.1 kg
Dimensiones: 10 × 10 × 10 cm

Tira quimica indicadora Clase 4

STERIS

INC0070



VH202 PROCESS INDICATOR, 2501AB, 71mm x 22mm, STERRAD®, esterilizadores 100S y NX

Tuttnauer

INC0071



PLZ198-0002, VH202, Color in Púrpura fin Verde, 6 minutos, 50 °C, 2,3 mg/l H₂O₂, 105 mm x 18 mm



Indicador Biológico

INC0072



Falla de proceso: morado a amarillo; proceso exitoso se mantiene morado

► PEROXIDO DE HIDROGENO

Indicador Biológico

3M

INC0073



1295 Ind. Biológico, Lectura Rápida (24 minutos), uso en esterilizadores STERRAD® y V-PRO®

BIONOVA

INC0074



El indicador cambiará del púrpura al amarillo luego de la incubación a 60 ± 2 °C

KIMS

INC0075



Lectura 24 hs, Incubación a $55-57^{\circ}\text{C}$, ≥ 106 esporas de *Geobacillus stearothermophilus*

Indicador Biológico

STERIS

INC0076



Cambio de color del indicador de proceso de magenta a naranja/amarillo cuando ha sido expuesto al peróxido de hidrógeno vaporizado

Tuttnauer

INC0077



WTL198-0067, BI VH202 30min, Color final Púrpura (aprobado),
Tubo (H x Ø): 50.4 x 8.5 mm,
Cap (H x Ø) 16.4 x 10.5 mm

► OXIDO DE ETILENO

Cinta indicadora de oxido de etileno clase 1



INC0078



C-IM10R, Dióxido de Carbono (CO₂), polvo seco, 19mm x 50m



INC0079



Condiciones: 600 mg / l EO, 60% RH, 54 °C, 20 minutos // 600 mg / l EO, 60% RH, 37 °C, 25 minutos.



INC0080



Pasa de rojo a verde, de 18mm X 50mts, Cinta adhesiva para control

Tira quimica indicadora Clase 5



INC0081



Color inicial Nivel 1 Rojo, Nivel 2 Morado-Marrón
Color final Nivel 1 Amarillo, Nivel 2 Verde



INC0082



Marrón vira a verde cuando el indicador se expone a Óxido de Etileno. Condición de punto final: 30 °C, 30 minutos.



INC0083




de 160 x 15 mm con dos sellos reactivos. Color inicial rosa, color final amarillo

► OXIDO DE ETILENO

Tira quimica indicadora Clase 4

3M

INC0084



(1,5 × 20 cm) con tinta reactiva que cambia de marrón a verde.

STERIS

INC0085



Dimensiones: 1,5 cm de ancho × 20 cm de largo.
Color inicial: Naranja.
Color final: Rojo.

Indicador Biológico



INC0086



contiene un indicador de pH por color que se vuelve amarillo si se detecta crecimiento de esporas.

Cinta indicadora de oxido de etileno clase 1

3M

INC0087



el indicador de proceso químico pasa de marrón rojizo a verde, resultado en 4 horas

BIONOVA

INC0088



Resultado negativo: El medio permanece azul. Temperatura de incubación: 37 ± 2 °C.
Confirmación visual: 48 horas

KIMS

INC0089



Lectura 48 hs, Incubación a 37°C, 54°C, 600 mg/lit, 60%HR, $\geq$ 106 esporas de Bacillus Atropheus

► OXIDO DE ETILENO

Indicador Biológico

 **STERIS**

INC0090




Lectura rápida: 4 horas
Confirmación visual: El medio
cambia de azul → verdoso →
amarillo cuando existen
esporas viables



Compatible



Original

Codigo	Imagen	Repuesto	Descripción	Compatibilidad
INC0175		Filtro de polvo	Filtro antipolvo del sistema de ventilación	MATACHANA M20-B PLUS
		MATACHANA 	MINI CLAVE	
INC0176		Filtro bacteriológico	Filtro de aire incorporado en la puerta frontal de servicio	MATACHANA M20-B PLUS
		MATACHANA 	MINI CLAVE	
INC0177		Papel termico para impresora	Rollo de papel térmico 57x30 mm papel	MATACHANA S100, SC 500, S1000
		MATACHANA 	AUTOCLAVE	

Codigo	Imagen	Repuesto	Descripción	Compatibilidad
INC0178		Filtro de aire	Cartucho de filtro de vellón de fibra de vidrio hidrofóbico de 0,20 micras	MATACHANA S100, SC 500, S1000
		MATACHANA 	AUTOCLAVE	
INC0179		Elemento Filtrante F1	Elemento de filtro de 1,4"	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS
		STERIS 	AUTOCLAVE	
INC0180		Filtro de aire	EZ10 0,2 M HEPA OEM	TODAS LAS REFERENCIAS DE TUTTNAUER
		TUTTNAUER 	AUTOCLAVE	
INC0181		Rollos de papel térmico	EZ9-P 58 mm x 15 mm - 5 rollos, 01610406	TUTTNAUER CONFIRMAR MODELO
		TUTTNAUER 	AUTOCLAVE	
INC0182		Rollos de papel térmico	EZ9 para impresora E30 OEM TP5500-12C	TUTTNAUER CONFIRMAR MODELO
		TUTTNAUER 	AUTOCLAVE	

Codigo	Imagen	Repuesto	Descripción	Compatibilidad
INC0183		Cartucho de impresora	Cartucho de filtro de vellón de fibra de vidrio hidrofóbico de 0,20 micras	MIRMARK CONFIRMAR MODELO
		EPSON 	AUTOCLAVE	
INC0184		Kit de cartucho de papel	impresora Midmark M11® OEM# 002-0371-00	MIRMARK CONFIRMAR MODELO
		MIRMARK 	AUTOCLAVE	
INC0185		Filtro de sedimentos	EZ10 0,2 M HEPA OEM	GENERAL
		PURIKOR 	OSMOSIS INVERSA	
INC0186		Filtro de carbon activo granular	Filtro de carbón activado granular (GAC) – PKGAC2.5X10	GENERAL
		PURIKOR 	OSMOSIS INVERSA	
INC0187		Filtro de carbon activo	Filtro de carbón activado Block – PKCCTO2.5X10X5 – 5 micras	GENERAL
		PURIKOR 	OSMOSIS INVERSA	

Codigo	Imagen	Repuesto	Descripción	Compatibilidad
INC0188		Filtro de carbon activo granular en línea	Filtro de carbón activado granular en línea – PKCCAL2.5X10	GENERAL
		PURIKOR 	OSMOSIS INVERSA	
INC0189		Membrana de Aosmosis inversa	Membrana de ósmosis inversa – PKM-100G – 100 GPD	GENERAL
		PURIKOR 	OSMOSIS INVERSA	

BOLSA DE ESTERILIZACIÓN AUTOSELLANTE

métodos de esterilización: Vapor, Oxido de etileno, Formaldehido



► DESCRIPCIÓN

Material: Papel de grado médico de 60 g/m²/70 g/m² + compuesto médico de CPP/PET verde/azul/blanco
Película + cinta adhesiva médica

Estándar de fabricación: ISO 11607/ EN 868

Certificación de calidad: ISO 13485; CE

► GUÍA DE CAMBIO DE COLOR

Antes de la esterilización
con vapor



Después de la esterilización
con vapor



Antes de la esterilización
con óxido de etileno



Después de la esterilización
con óxido de etileno



Antes de la esterilización
con Formaldehido



Después de la esterilización
con Formaldehido




► REFERENCIAS

N.º	Código	Ancho x Largo	Tamaño en pulgadas	Unidades por caja	Cajas por por carga	Dimensiones de la caja Largo x Ancho x Alto	Dimensiones de la carga Largo x Ancho x Alto	Peso bruto	Peso neto
1	INC0091	57 mm x 130 mm	2 ¼" x 6"	200	60	132 x 59 x 58 mm	375 x 285 x 310 mm	12.0 kg	11.5 kg
2	INC0092	70 mm x 230 mm	2 ¾" x 9"	200	20	232 x 72 x 58 mm	310 x 250 x 310 mm	9.0 kg	8.5 kg
3	INC0093	70 mm x 260 mm	2 ¾" x 10"	200	20	262 x 72 x 58 mm	310 x 280 x 310 mm	10.0 kg	9.5 kg
4	INC0094	90 mm x 165 mm	3 ½" x 6 ½"	200	30	167 x 92 x 58 mm	355 x 295 x 310 mm	12.0 kg	11.5 kg
5	INC0095	90 mm x 230 mm	3 ½" x 9"	200	20	232 x 92 x 58 mm	390 x 250 x 310 mm	11.0 kg	10.5 kg
6	INC0096	90 mm x 260 mm	3 ½" x 10"	200	20	262 x 92 x 58 mm	390 x 280 x 310 mm	12.5 kg	12.0 kg
7	INC0097	135 mm x 260 mm	5 ¼" x 10"	200	10	262 x 137 x 58 mm	295 x 280 x 310 mm	9.5 kg	9.0 kg
8	INC0098	135 mm x 280 mm	5 ¼" x 11"	200	10	282 x 137 x 58 mm	300 x 295 x 310 mm	10.5 kg	10.0 kg
9	INC0099	190 mm x 360 mm	7 ½" x 14"	200	5	362 x 192 x 58 mm	380 x 210 x 310 mm	10.0 kg	9.5 kg
10	INC0100	305 mm x 430 mm	12" x 17"	200	5	432 x 307 x 58 mm	450 x 325 x 310 mm	16.0 kg	15.0 kg

ROLLO PLANO PARA ESTERILIZACIÓN POR SELLADO TÉRMICO

métodos de esterilización: Vapor, Oxido de etileno, Formaldehido



► DESCRIPCIÓN

Material: Papel de grado médico de 60 g/m²/70 g/m² + película compuesta de CPP/PET de grado médico en color verde/azul/blanco

Estándar de fabricación: ISO 11607 / EN 868

Certificación de calidad: ISO 13485; CE

► GUÍA DE CAMBIO DE COLOR

Antes de la esterilización con vapor



Antes de la esterilización con óxido etileno



Antes de la esterilización con Formaldehido



Después de la esterilización con vapor



Después de la esterilización con óxido etileno



Después de la esterilización con Formaldehido



► REFERENCIAS

N.º	Código	Tamaño del producto (Pulgadas) Ancho x Largo	Rollos por carga	Dimensiones de la carga Largo x Ancho x Alto	Peso bruto (kg)	Peso neto (kg)	Peso x rollo (kg)
1	INC0101	(2") 50 mm x 200 m	12	420 x 220 x 320mm	14.5	14.0	1.19
2	INC0102	(2.2") 55 mm x 200 m	12	420 x 220 x 350mm	15.5	15.0	1.29
3	INC0103	(3") 75 mm x 200 m	8	420 x 220 x 320mm	14.5	14.0	1.77
4	INC0104	(4") 100 mm x 200 m	6	420 x 220 x 320mm	14.5	14.0	2.35
5	INC0105	(6") 150 mm x 200 m	4	420 x 220 x 320mm	14.5	14.0	3.5
6	INC0106	(8") 200 mm x 200 m	2	420 x 220 x 220mm	10.0	9.5	4.7
7	INC0107	(10") 250 mm x 200 m	2	420 x 220 x 270mm	12.0	11.5	5.9
8	INC0108	(12") 300 mm x 200 m	2	420 x 220 x 320mm	14.5	14.0	7.1
9	INC0109	(14") 350 mm x 200 m	2	420 x 220 x 370mm	16.5	16.0	8.2
10	INC0110	(16") 400 mm x 200 m	2	420 x 220 x 420mm	19.0	18.5	9.5

ROLLO EXPANDIBLE PARA ESTERILIZACIÓN POR SELLADO TÉRMICO

métodos de esterilización: Vapor, Oxido de etileno, Formaldehído

DESCRIPCIÓN

Material: Papel grado médico 60 g/m²/70 g/m² + película compuesta de CPP/PET de grado médico verde/azul/blanco

Estándar de fabricación: ISO 11607 / EN 868

Certificación de calidad: ISO 13485;CE

REFERENCIAS

N.º	Código	Tamaño del producto (Pulgadas) Ancho x Largo	Rollos por carga	Dimensiones de la carga Largo x Ancho x Alto	Peso bruto (kg)	Peso neto (kg)	Peso x rollo (kg)
1	INC0111	(3") 75mm x 15mm x 100m	8	400 x 210 x 320 mm	10.5	10.0	1.14
2	INC0112	(4") 100mm x 20mm x 100m	6	400 x 210 x 320 mm	10	9.5	1.58
3	INC0113	(6") 150mm x 25mm x 100m	4	400 x 210 x 320 mm	10.5	10.0	2.50
4	INC0114	(8") 200mm x 30mm x 100m	2	400 x 210 x 220 mm	7.5	7.0	3.5
5	INC0115	(10") 250mm x 35mm x 100m	2	400 x 210 x 270 mm	8.5	8.0	4.00
6	INC0116	(12") 300mm x 35mm x 100m	2	400 x 210 x 320 mm	10.0	9.5	4.75
7	INC0117	(14") 350mm x 40mm x 100m	2	400 x 210 x 370 mm	11.3	10.8	5.40
8	INC0118	(16") 400mm x 40mm x 100m	2	400 x 210 x 420 mm	12.5	12.0	6.00

BOLSA PLANA TERMOSELLADA

Métodos de esterilización: Vapor, Oxido de etileno, Formaldehído



Material: Papel médico de 60 g/m²/70 g/m² + película compuesta médica de CPP/PET; papel médico de 63 g/m²/73 g/m²
Certificación de calidad: ISO 13485;CE

Gramaje: 60 g/m²
Estándar de fabricación: ISO11607-EN 868

ROLLO TYVEK® PARA ESTERILIZACIÓN

métodos de esterilización: Vapor, Oxido de etileno, Formaldehido



► DESCRIPCIÓN

Material: Papel Tyvek médico (2FS/1059B/1073B) + película compuesta de PE/PET médica o película de PE despegable.

Uso recomendado: Empaque de dispositivos médicos fabricados en metal o plástico.

N.º	Código	Tamaño del producto Ancho x Largo	Rollos por carga	Dimensiones de la carga Largo x Ancho x Alto	Peso bruto (kg)	Peso neto (kg)	Peso por rollo
1	INC0119	50mmx100m	12	385x200x320mm	9.3	7.8	0.73
2	INC0120	55mmx100m	12	385x200x350mm	10.2	8.6	0.81
3	INC0121	75mmx100m	8	385x200x320mm	9.3	7.8	0.98
4	INC0122	100mmx100m	6	385x200x320mm	9.3	7.8	1.47
5	INC0123	150mmx100m	4	385x200x320mm	9.3	7.8	2.20
6	INC0124	200mmx100m	2	385x200x200mm	6.4	5.2	2.95
7	INC0125	250mmx100m	2	385x200x270mm	7.9	6.5	3.70
8	INC0126	300mmx100m	2	385x200x320mm	9.3	7.8	4.40
9	INC0127	350mmx100m	2	385x200x370mm	10.8	9.1	5.15
10	INC0128	400mmx100m	2	420x200x385mm	12.3	10.4	5.90

ROLLO EXPANDIBLE PARA ESTERILIZACIÓN POR SELLADO TÉRMICO

métodos de esterilización: Vapor, Oxido de etileno, Formaldehido



► DESCRIPCIÓN

Material: 100 % pulpa de madera pura.

Método de esterilización: Vapor, óxido de etileno, plasma

Color: Blanco, verde, azul

Peso: 45 g/m²/60 g/m²

Características: Impermeable, alta resistencia antibacteriana, no se astilla



► REFERENCIAS

N.º	Código	Tamaño del producto Ancho x Largo	Unidades x carga	Dimensiones de la carga Largo x Ancho x Alto	Peso bruto (kg)	Peso neto (kg)
1	INC0129	300mm x 300mm	2000	620 x 320 x 220	11.5	10.5
2	INC0130	400mm x 400mm	1000	420 x 420 x 220	10.5	9.5
3	INC0131	450mm x 450mm	1000	470 x 470 x 220	13	12
4	INC0132	500mm x 500mm	1000	520 x 520 x 220	16	15
5	INC0133	600mm x 600mm	500	620 x 340 x 220	12	11
6	INC0134	700mm x 700mm	500	720 x 390 x 220	15.5	14.5
7	INC0135	750mm x 750mm	500	770 x 420 x 220	17.5	16.5
8	INC0136	800mm x 800mm	300	820 x 440 x 140	12.5	11.5
9	INC0137	900mm x 900mm	300	920 x 490 x 140	15.5	14.5
10	INC0138	1000mm x 1000mm	200	1020 x 380 x 140	13	12
11	INC0139	1200mm x 1200mm	100	1220 x 340 x 110	9.5	8.5
12	INC0140	300mm x 300mm	2000	620 x 320 x 145	9	8
13	INC0141	400mm x 400mm	1000	420 x 420 x 145	8	7
14	INC0142	450mm x 450mm	1000	470 x 470 x 145	10	9
15	INC0143	500mm x 500mm	1000	520 x 520 x 145	12	11
16	INC0144	600mm x 600mm	500	620 x 340 x 145	9	8
17	INC0145	700mm x 700mm	500	720 x 390 x 145	12	11
18	INC0146	750mm x 750mm	500	770 x 420 x 145	13.5	12.5
19	INC0147	800mm x 800mm	300	820 x 440 x 100	9.5	8.5
20	INC0148	900mm x 900mm	300	920 x 490 x 100	12	11
21	INC0149	1000mm x 1000mm	200	1020 x 380 x 100	10	9
22	INC0150	1200mm x 1200mm	100	1220 x 340 x 70	7.5	6.5
23	INC0151	600mm x 50m	4	620 x 290 x 290	8.2	7.2
24	INC0152a	600mm x 100m	4	620 x 360 x 360	15.5	14.5



ROLLO EXPANDIBLE PARA ESTERILIZACIÓN POR SELLADO TÉRMICO

métodos de esterilización: Vapor, Oxido de etileno, Formaldehído



► DESCRIPCIÓN

Material: 100 % polipropileno virgen

Método de esterilización: Vapor, óxido de etileno, plasma

Color: Blanco, verde, azul

Peso: 45 g/m²/60 g/m²

Características: Ofrece una buena barrera contra la humedad, abacterias, microorganismos, polvo, etc.



► REFERENCIAS

N.º	Código	Tamaño del producto Ancho x Largo	Unidades x carga	Dimensiones de la carga Largo x Ancho x Alto	Peso bruto (kg)	Peso neto (kg)
1	INC0153	300mm x 300mm	2000	620 x 320 x 220	11.8	10.8
2	INC0154	400mm x 400mm	1000	420 x 420 x 220	10.6	9.6
3	INC0155	450mm x 450mm	1000	470 x 470 x 220	13.2	12.2
4	INC0156	500mm x 500mm	1000	520 x 520 x 220	16	15
5	INC0157	600mm x 600mm	500	620 x 340 x 220	12.3	10.8
6	INC0158	700mm x 700mm	500	720 x 390 x 220	13.3	11.8
7	INC0159	750mm x 750mm	500	770 x 420 x 220	11.6	10.1
8	INC0160	800mm x 800mm	300	820 x 440 x 140	13	11.5
9	INC0161	900mm x 900mm	300	920 x 490 x 140	11.2	9.7
10	INC0162	1000mm x 1000mm	200	1020 x 380 x 140	13.5	12
11	INC0163	1200mm x 1200mm	100	1220 x 340 x 110	10.1	8.6
12	INC0164	300mm x 300mm	2000	620 x 320 x 145	9.1	8.1
13	INC0165	400mm x 400mm	1000	420 x 420 x 145	8.2	7.2
14	INC0166	450mm x 450mm	1000	470 x 470 x 145	10.1	9.1
15	INC0167	500mm x 500mm	1000	520 x 520 x 145	12.3	11.3
16	INC0168	600mm x 600mm	500	620 x 340 x 145	9.6	8.1
17	INC0169	700mm x 700mm	500	720 x 390 x 145	10.3	8.8
18	INC0170	750mm x 750mm	500	770 x 420 x 145	9.1	7.6
19	INC0171	800mm x 800mm	300	820 x 440 x 100	10.1	8.6
20	INC0172	900mm x 900mm	300	920 x 490 x 100	8.8	7.3
21	INC0173	1000mm x 1000mm	200	1020 x 380 x 100	10.5	9
22	INC0174	1200mm x 1200mm	100	1220 x 340 x 70	8	6.5






— ESTERILIZADOR A VAPOR —




Código	Categoría	Litraje	Características
SRV0069	MTTDG	0-80	Inspección técnica especializada, evaluación operativa, análisis de fallas y generación de informe diagnóstico.
SRV0070	MTTDG	80-200	
SRV0071	MTTDG	≥ 200	
SRV0072	MTTC	0-80	Corrección de fallas, ajuste de componentes, pruebas funcionales y verificación de operación.
SRV0073	MTTC	80-200	
SRV0074	MTTC	≥ 200	
SRV0075	MTPP	0-80	Limpieza, inspección, ajuste, lubricación y verificación de parámetros de funcionamiento.
SRV0076	MTPP	80-200	
SRV0077	MTPP	≥ 200	

— ESTERILIZADOR FORMALDEHIDO —




Código	Categoría	Litraje	Características
SRV0078	MTTDG	0-80	Evaluación técnica integral, identificación de fallas y validación de parámetros operativos.
SRV0079	MTTC	80-200	Reparación de fallas, sustitución de componentes defectuosos y pruebas de funcionamiento.
SRV0080	MTTP	≥ 200	Limpieza, revisión de sistemas, ajustes operativos y comprobación de seguridad.

— ESTERILIZADOR PEROXIDO DE HIDROGENO —



Código	Categoría	Litraje	Características
SRV0081	MTTDG	0-80	Evaluación técnica integral, identificación de fallas y validación de parámetros operativos.
SRV0082	MTTC	80-200	Reparación de fallas, sustitución de componentes defectuosos y pruebas de funcionamiento.
SRV0083	MTTP	≥ 200	Limpieza, revisión de sistemas, ajustes operativos y comprobación de seguridad.

— ESTERILIZADOR OXIDO ETILENO —



Código	Categoría	Litraje	Características
SRV0084	MTTDG	0-80	Inspección técnica, detección de fallas y evaluación de desempeño operativo.
SRV0085	MTTC	80-200	Reparación de averías, ajuste de sistemas y pruebas de funcionamiento seguro.
SRV0086	MTTP	≥ 200	Mantenimiento programado, limpieza, inspección y verificación de parámetros de operación.