



► VAPOR

Calidad a Bajo costo



Cinta indicadora de vapor clase 1

Vivatest

INC0024



Químico a Vapor EOS
19*50M

3M

INC0025



3M 1355-24MM Comply 0,94
pulgadas x 60 yardas.

3M

INC0026



3M Comply 1 pulgada X 60
yardas 1322-24MM

► VAPOR

Cinta indicadora de vapor clase 1



INC0027



Autoadhesivas con
indicador químico, 18mmx
50mts



INC0028



Condición de punto final: 121
°C, 10 minutos; 134°C, 2
minutos. Medida: 18mmx
50mts



INC0029



Los ciclos validados (121°C
gravedad, 132°C prevacío y
135°C prevacío). Medida:
18mmx 50mts

Cinta indicadora de vapor clase 1



INC0030



Condiciones de exposición
10 minutos, 121°C // 2
minutos, 134°C Tamaño 50
mm x 19 mm



Test de bowie & dick Clase 2

INC0031



Paquete 115 x 125 mm,
amarillo inicial y vira a
marrón



INC0032



Paquete rango 132 a 134°C,
medida: 11.1 x 12.7 cm

► VAPOR

Test de bowie & dick Clase 2



INC0033



Paquete amarillo inicial y vira a marrón, de 132 a 134°C x 3.5 min, medida: 16 mm x 125 mm x 113 mm



INC0034



Tarjeta B&D Lila inicial y vira a verde, 89 x 48 x 0.33 mm



INC0035



Hojas tamaño A4 de 80 g/m2, Color in amarillo, fin marrón oscuro - negro

Test de bowie & dick Clase 2



INC0036



de 270 - 275°F (132 a 134°C) por 3 - 4 minutos



INC0037



Condiciones: 16.9 minutos a 121°C; 4 minutos a 132°C; 3.5 minutos a 134°C.

Tira quimica indicadora Clase 5



INC0038




Integrador químico AAMI/ANSI/ISO 11140-1 Tipo 5 250°F (121°C), 270°F (132°C), 273°F (134°C).

► VAPOR

Tira quimica indicadora Clase 5

3M

INC0039



3M Attest Tipo 5
Integradores Químicos
1243B

Tira quimica indicadora Clase 4

Chemdye®

INC0040



Color in amarillo, fin marrón
oscuro - negro, 121 °C, 15
minutos; 134°C, 3.5 minutos.

Tira quimica indicadora Clase 6

KIMS

INC0041



Tamaño: 72 X 23 mm. Color
inicial: Violeta
Color final: Verde claro

Tira quimica indicadora Clase 5

Terragene®

INC0042



Entre 118 ° C y 138 ° C.
Tamaño: 52 mm x 21 mm.

STERIS

INC0043



Disponibles en dos
longitudes: 216 mm (8-1/2") y
108 mm (4-1/4")

Tuttnauer

INC0044



Condiciones de exposición
121°C, 15 minutos y 134°C, 3.5
minutos
Tamaño 72 mm x 23 mm

► VAPOR

Indicador Biológico



INC0045

Rango de Temperatura:
Almacenar entre 4-25 °C
para una conservación
óptima.

3M



INC0046

De 121 °C/250 °F a 132 °C/270
°F, el indicador de proceso
químico cambia de rosa a
marrón/negro

3M



INC0047

Resultados de BI en 24
minutos en lectores aut 3M
Attest 490/490H con versión
de software 4.2.7 o superior.

Indicador Biológico

BIONOVA®



INC0048

Tapa de polipropileno: 13.0
mm de alto, 10.5 mm de
diámetro externo, Pared de
1.0 mm de grosor.

BIONOVA®



INC0049

Rapid (1 hora), BT222,
Geobacillus
stearothermophilus (ATCC®
7953) 10⁶ esporas por vial.

KIMS



INC0050

Incubar a 55-57°C
Tiempos de supervivencia y
de muerte en minutos a
121°C y 134°C.

► VAPOR

Indicador Biológico

STERIS

INC0051



Resultado fluorescente en
20 minutos

Tuttnauer

INC0052



WTL198-0072, BI Vapor
20min, Geobacillus
stearothermophilus (ATCC
7953) 10^6 esporas por vial.

Tuttnauer

INC0053



WTL198-0058, BI Vapor 1h,
Geobacillus
stearothermophilus (ATCC
7953) 10^5 o 10^6

► FORMALDEHIDO

Cinta indicadora de formaldehido clase 1



INC0054

19 mm x 50 m, cambio de color para un proceso exitoso de color marrón, a verde



INC0055

El color cambiara el proceso de Esterilización de Marrón / Rojo a Verde. Medida: 19mm x 50m



Cinta indicadora de formaldehido clase 5



INC0056

El indicador de control vira de azul a un completo verde.

Tira quimica indicadora Clase 5



INC0057



El indicador vura de color burdeo a un color verde al finalizar el correcto proceso de esterilizacion

Tira quimica indicadora Clase 4



INC0058



Tiras de papel bilaminado de 75 x 21.5 mm con patrón de viraje en cada tira

Indicador Biologico



INC0059

Condiciones de exposición 121 °C – 135 °C (El cambio de color indica un proceso no exitoso.)

► FORMALDEHIDO

Indicador Biológico



INC0060



Geobacillus
stearothermophilus (ATCC
7953) 10^6 esporas por vial.
Lectura: 2 horas.

► PEROXIDO DE HIDROGENO

Cinta indicadora de peroxido de hidrogeno clase 1



INC0061

Rollo de 50 m X 19mm,
Viraje del indicador:
De azul a rosado

3M



INC0062

Rollo de 50 m X 19mm,
Viraje del indicador:
De azul a rosado

KIMS



INC0063

Cintas de 19 mm x 50 mts.
Viraje, cambio de color de
azul a rosado.

Cinta indicadora de peroxido de hidrogeno clase 1

Terragene®



INC0064

cinta de 50 mts x 20 mm,
color inicial: purpura, color
final: verde.

Tuttnauer



INC0065

Color in Púrpura, fin Verde,
PLZ198-0003, VH202,
Exposición 6 minutos, 50 °C, 2.3
mg/l H2O2, 50 mm x 19 mm



Tira quimica indicadora Clase 4



INC0066

Tiras Indicadoras Químicas,
14100, cambia de rojo (no
reprocesado) a amarillo o
más claro (reprocesado)

► PEROXIDO DE HIDROGENO

Tira quimica indicadora Clase 4

3M

INC0067



La tira indicadora cambia progresivamente de azul a rosa

Chemdye®

INC0068



Condiciones: 6 minutos, 50 °C, 2,3 mg/l H₂O₂, CD40, Indicador Químico Multivariable

KIMS

INC0069



(cambio de color visible)
Peso: 0.1 kg
Dimensiones: 10 × 10 × 10 cm

Tira quimica indicadora Clase 4

STERIS

INC0070



VH202 PROCESS INDICATOR, 2501AB, 71mm x 22mm, STERRAD®, esterilizadores 100S y NX

Tuttnauer

INC0071



PLZ198-0002, VH202, Color in Púrpura fin Verde, 6 minutos, 50 °C, 2,3 mg/l H₂O₂, 105 mm x 18 mm



Indicador Biológico

INC0072



Falla de proceso: morado a amarillo; proceso exitoso se mantiene morado

► PEROXIDO DE HIDROGENO

Indicador Biológico

3M

INC0073



1295 Ind. Biológico, Lectura Rápida (24 minutos), uso en esterilizadores STERRAD® y V-PRO®

BIONOVA

INC0074



El indicador cambiará del púrpura al amarillo luego de la incubación a 60 ± 2 °C

KIMS

INC0075



Lectura 24 hs, Incubación a $55-57^{\circ}\text{C}$, ≥ 106 esporas de *Geobacillus stearothermophilus*

Indicador Biológico

STERIS

INC0076



Cambio de color del indicador de proceso de magenta a naranja/amarillo cuando ha sido expuesto al peróxido de hidrógeno vaporizado

Tuttnauer

INC0077



WTL198-0067, BI VH202 30min, Color final Púrpura (aprobado),
Tubo (H x Ø): 50.4 x 8.5 mm,
Cap (H x Ø) 16.4 x 10.5 mm

► OXIDO DE ETILENO

Cinta indicadora de oxido de etileno clase 1



INC0078



C-IM10R, Dióxido de Carbono (CO₂), polvo seco, 19mm x 50m



INC0079



Condiciones: 600 mg / l EO, 60% RH, 54 °C, 20 minutos // 600 mg / l EO, 60% RH, 37 °C, 25 minutos.



INC0080



Pasa de rojo a verde, de 18mm X 50mts, Cinta adhesiva para control

Tira quimica indicadora Clase 5



INC0081



Color inicial Nivel 1 Rojo, Nivel 2 Morado-Marrón
Color final Nivel 1 Amarillo, Nivel 2 Verde



INC0082



Marrón vira a verde cuando el indicador se expone a Óxido de Etileno. Condición de punto final: 30 °C, 30 minutos.



INC0083




de 160 x 15 mm con dos sellos reactivos. Color inicial rosa, color final amarillo

► OXIDO DE ETILENO

Tira quimica indicadora Clase 4

3M

INC0084



(1,5 × 20 cm) con tinta reactiva que cambia de marrón a verde.

STERIS

INC0085



Dimensiones: 1,5 cm de ancho × 20 cm de largo.
Color inicial: Naranja.
Color final: Rojo.

Indicador Biológico



INC0086



contiene un indicador de pH por color que se vuelve amarillo si se detecta crecimiento de esporas.

Cinta indicadora de oxido de etileno clase 1

3M

INC0087



el indicador de proceso químico pasa de marrón rojizo a verde, resultado en 4 horas

BIONOVA

INC0088



Resultado negativo: El medio permanece azul. Temperatura de incubación: 37 ± 2 °C.
Confirmación visual: 48 horas

KIMS

INC0089



Lectura 48 hs, Incubación a 37°C, 54°C, 600 mg/lit, 60%HR, ≥ 106 esporas de Bacillus Atropheus

► OXIDO DE ETILENO

Indicador Biológico

 **STERIS**

INC0090




Lectura rápida: 4 horas
Confirmación visual: El medio
cambia de azul → verdoso →
amarillo cuando existen
esporas viables



Compatible



Original

Codigo	Imagen	Repuesto	Descripción	Compatibilidad
INC0175		Filtro de polvo	Filtro antipolvo del sistema de ventilación	MATACHANA M20-B PLUS
		MATACHANA 	MINI CLAVE	
INC0176		Filtro bacteriológico	Filtro de aire incorporado en la puerta frontal de servicio	MATACHANA M20-B PLUS
		MATACHANA 	MINI CLAVE	
INC0177		Papel termico para impresora	Rollo de papel térmico 57x30 mm papel	MATACHANA S100, SC 500, S1000
		MATACHANA 	AUTOCLAVE	

Codigo	Imagen	Repuesto	Descripción	Compatibilidad
INC0178		Filtro de aire	Cartucho de filtro de vellón de fibra de vidrio hidrofóbico de 0,20 micras	MATACHANA S100, SC 500, S1000
		MATACHANA 	AUTOCLAVE	
INC0179		Elemento Filtrante F1	Elemento de filtro de 1,4"	TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS
		STERIS 	AUTOCLAVE	
INC0180		Filtro de aire	EZ10 0,2 M HEPA OEM	TODAS LAS REFERENCIAS DE TUTTNAUER
		TUTTNAUER 	AUTOCLAVE	
INC0181		Rollos de papel térmico	EZ9-P 58 mm x 15 mm - 5 rollos, 01610406	TUTTNAUER CONFIRMAR MODELO
		TUTTNAUER 	AUTOCLAVE	
INC0182		Rollos de papel térmico	EZ9 para impresora E30 OEM TP5500-12C	TUTTNAUER CONFIRMAR MODELO
		TUTTNAUER 	AUTOCLAVE	

Codigo	Imagen	Repuesto	Descripción	Compatibilidad
INC0183		Cartucho de impresora	Cartucho de filtro de vellón de fibra de vidrio hidrofóbico de 0,20 micras	MIRMARK CONFIRMAR MODELO
		EPSON 	AUTOCLAVE	
INC0184		Kit de cartucho de papel	impresora Midmark M11® OEM# 002-0371-00	MIRMARK CONFIRMAR MODELO
		MIRMARK 	AUTOCLAVE	
INC0185		Filtro de sedimentos	EZ10 0,2 M HEPA OEM	GENERAL
		PURIKOR 	OSMOSIS INVERSA	
INC0186		Filtro de carbon activo granular	Filtro de carbón activado granular (GAC) – PKGAC2.5X10	GENERAL
		PURIKOR 	OSMOSIS INVERSA	
INC0187		Filtro de carbon activo	Filtro de carbón activado Block – PKCCTO2.5X10X5 – 5 micras	GENERAL
		PURIKOR 	OSMOSIS INVERSA	

Codigo	Imagen	Repuesto	Descripción	Compatibilidad
INC0188		Filtro de carbon activo granular en línea	Filtro de carbón activado granular en línea – PKCCAL2.5X10	GENERAL
		PURIKOR 	OSMOSIS INVERSA	
INC0189		Membrana de Aosmosis inversa	Membrana de ósmosis inversa – PKM-100G – 100 GPD	GENERAL
		PURIKOR 	OSMOSIS INVERSA	

BOLSA DE ESTERILIZACIÓN AUTOSELLANTE

métodos de esterilización: Vapor, Oxido de etileno, Formaldehido



► DESCRIPCIÓN

Material: Papel de grado médico de 60 g/m²/70 g/m² + compuesto médico de CPP/PET verde/azul/blanco
Película + cinta adhesiva médica

Estándar de fabricación: ISO 11607/ EN 868

Certificación de calidad: ISO 13485; CE

► GUÍA DE CAMBIO DE COLOR

Antes de la esterilización
con vapor



Después de la esterilización
con vapor



Antes de la esterilización
con óxido de etileno



Después de la esterilización
con óxido de etileno



Antes de la esterilización
con Formaldehido



Después de la esterilización
con Formaldehido




► REFERENCIAS

N.º	Código	Ancho x Largo	Tamaño en pulgadas	Unidades por caja	Cajas por por carga	Dimensiones de la caja Largo x Ancho x Alto	Dimensiones de la carga Largo x Ancho x Alto	Peso bruto	Peso neto
1	INC0091	57 mm x 130 mm	2 ¼" x 6"	200	60	132 x 59 x 58 mm	375 x 285 x 310 mm	12.0 kg	11.5 kg
2	INC0092	70 mm x 230 mm	2 ¾" x 9"	200	20	232 x 72 x 58 mm	310 x 250 x 310 mm	9.0 kg	8.5 kg
3	INC0093	70 mm x 260 mm	2 ¾" x 10"	200	20	262 x 72 x 58 mm	310 x 280 x 310 mm	10.0 kg	9.5 kg
4	INC0094	90 mm x 165 mm	3 ½" x 6 ½"	200	30	167 x 92 x 58 mm	355 x 295 x 310 mm	12.0 kg	11.5 kg
5	INC0095	90 mm x 230 mm	3 ½" x 9"	200	20	232 x 92 x 58 mm	390 x 250 x 310 mm	11.0 kg	10.5 kg
6	INC0096	90 mm x 260 mm	3 ½" x 10"	200	20	262 x 92 x 58 mm	390 x 280 x 310 mm	12.5 kg	12.0 kg
7	INC0097	135 mm x 260 mm	5 ½" x 10"	200	10	262 x 137 x 58 mm	295 x 280 x 310 mm	9.5 kg	9.0 kg
8	INC0098	135 mm x 280 mm	5 ¼" x 11"	200	10	282 x 137 x 58 mm	300 x 295 x 310 mm	10.5 kg	10.0 kg
9	INC0099	190 mm x 360 mm	7 ½" x 14"	200	5	362 x 192 x 58 mm	380 x 210 x 310 mm	10.0 kg	9.5 kg
10	INC0100	305 mm x 430 mm	12" x 17"	200	5	432 x 307 x 58 mm	450 x 325 x 310 mm	16.0 kg	15.0 kg

ROLLO PLANO PARA ESTERILIZACIÓN POR SELLADO TÉRMICO

métodos de esterilización: Vapor, Oxido de etileno, Formaldehido



► DESCRIPCIÓN

Material: Papel de grado médico de 60 g/m²/70 g/m² + película compuesta de CPP/PET de grado médico en color verde/azul/blanco

Estándar de fabricación: ISO 11607 / EN 868

Certificación de calidad: ISO 13485; CE

► GUÍA DE CAMBIO DE COLOR

Antes de la esterilización
con vapor



Antes de la esterilización
con óxido etileno



Antes de la esterilización
con Formaldehido



Después de la esterilización
con vapor



Después de la esterilización
con óxido etileno



Después de la esterilización
con Formaldehido



► REFERENCIAS

N.º	Código	Tamaño del producto (Pulgadas) Ancho x Largo	Rollos por carga	Dimensiones de la carga Largo x Ancho x Alto	Peso bruto (kg)	Peso neto (kg)	Peso x rollo (kg)
1	INC0101	(2") 50 mm x 200 m	12	420 x 220 x 320mm	14.5	14.0	1.19
2	INC0102	(2.2") 55 mm x 200 m	12	420 x 220 x 350mm	15.5	15.0	1.29
3	INC0103	(3") 75 mm x 200 m	8	420 x 220 x 320mm	14.5	14.0	1.77
4	INC0104	(4") 100 mm x 200 m	6	420 x 220 x 320mm	14.5	14.0	2.35
5	INC0105	(6") 150 mm x 200 m	4	420 x 220 x 320mm	14.5	14.0	3.5
6	INC0106	(8") 200 mm x 200 m	2	420 x 220 x 220mm	10.0	9.5	4.7
7	INC0107	(10") 250 mm x 200 m	2	420 x 220 x 270mm	12.0	11.5	5.9
8	INC0108	(12") 300 mm x 200 m	2	420 x 220 x 320mm	14.5	14.0	7.1
9	INC0109	(14") 350 mm x 200 m	2	420 x 220 x 370mm	16.5	16.0	8.2
10	INC0110	(16") 400 mm x 200 m	2	420 x 220 x 420mm	19.0	18.5	9.5

ROLLO EXPANDIBLE PARA ESTERILIZACIÓN POR SELLADO TÉRMICO

métodos de esterilización: Vapor, Oxido de etileno, Formaldehído

DESCRIPCIÓN

Material: Papel grado médico 60 g/m²/70 g/m² + película compuesta de CPP/PET de grado médico verde/azul/blanco

Estándar de fabricación: ISO 11607 / EN 868

Certificación de calidad: ISO 13485;CE

REFERENCIAS

N.º	Código	Tamaño del producto (Pulgadas) Ancho x Largo	Rollos por carga	Dimensiones de la carga Largo x Ancho x Alto	Peso bruto (kg)	Peso neto (kg)	Peso x rollo (kg)
1	INC0111	(3") 75mm x 15mm x 100m	8	400 x 210 x 320 mm	10.5	10.0	1.14
2	INC0112	(4") 100mm x 20mm x 100m	6	400 x 210 x 320 mm	10	9.5	1.58
3	INC0113	(6") 150mm x 25mm x 100m	4	400 x 210 x 320 mm	10.5	10.0	2.50
4	INC0114	(8") 200mm x 30mm x 100m	2	400 x 210 x 220 mm	7.5	7.0	3.5
5	INC0115	(10") 250mm x 35mm x 100m	2	400 x 210 x 270 mm	8.5	8.0	4.00
6	INC0116	(12") 300mm x 35mm x 100m	2	400 x 210 x 320 mm	10.0	9.5	4.75
7	INC0117	(14") 350mm x 40mm x 100m	2	400 x 210 x 370 mm	11.3	10.8	5.40
8	INC0118	(16") 400mm x 40mm x 100m	2	400 x 210 x 420 mm	12.5	12.0	6.00

BOLSA PLANA TERMOSELLADA

Métodos de esterilización: Vapor, Oxido de etileno, Formaldehído



Material: Papel médico de 60 g/m²/70 g/m² + película compuesta médica de CPP/PET; papel médico de 63 g/m²/73 g/m²
Certificación de calidad: ISO 13485;CE

Gramaje: 60 g/m²
Estándar de fabricación: ISO11607-EN 868

ROLLO TYVEK® PARA ESTERILIZACIÓN

métodos de esterilización: Vapor, Oxido de etileno, Formaldehido



► DESCRIPCIÓN

Material: Papel Tyvek médico (2FS/1059B/1073B) + película compuesta de PE/PET médica o película de PE despegable.

Uso recomendado: Empaque de dispositivos médicos fabricados en metal o plástico.

N.º	Código	Tamaño del producto Ancho x Largo	Rollos por carga	Dimensiones de la carga Largo x Ancho x Alto	Peso bruto (kg)	Peso neto (kg)	Peso por rollo
1	INC0119	50mmx100m	12	385x200x320mm	9.3	7.8	0.73
2	INC0120	55mmx100m	12	385x200x350mm	10.2	8.6	0.81
3	INC0121	75mmx100m	8	385x200x320mm	9.3	7.8	0.98
4	INC0122	100mmx100m	6	385x200x320mm	9.3	7.8	1.47
5	INC0123	150mmx100m	4	385x200x320mm	9.3	7.8	2.20
6	INC0124	200mmx100m	2	385x200x200mm	6.4	5.2	2.95
7	INC0125	250mmx100m	2	385x200x270mm	7.9	6.5	3.70
8	INC0126	300mmx100m	2	385x200x320mm	9.3	7.8	4.40
9	INC0127	350mmx100m	2	385x200x370mm	10.8	9.1	5.15
10	INC0128	400mmx100m	2	420x200x385mm	12.3	10.4	5.90

ROLLO EXPANDIBLE PARA ESTERILIZACIÓN POR SELLADO TÉRMICO

métodos de esterilización: Vapor, Oxido de etileno, Formaldehido



► DESCRIPCIÓN

Material: 100 % pulpa de madera pura.

Método de esterilización: Vapor, óxido de etileno, plasma

Color: Blanco, verde, azul

Peso: 45 g/m²/60 g/m²

Características: Impermeable, alta resistencia antibacteriana, no se astilla



► REFERENCIAS

N.º	Código	Tamaño del producto Ancho x Largo	Unidades x carga	Dimensiones de la carga Largo x Ancho x Alto	Peso bruto (kg)	Peso neto (kg)
1	INC0129	300mm x 300mm	2000	620 x 320 x 220	11.5	10.5
2	INC0130	400mm x 400mm	1000	420 x 420 x 220	10.5	9.5
3	INC0131	450mm x 450mm	1000	470 x 470 x 220	13	12
4	INC0132	500mm x 500mm	1000	520 x 520 x 220	16	15
5	INC0133	600mm x 600mm	500	620 x 340 x 220	12	11
6	INC0134	700mm x 700mm	500	720 x 390 x 220	15.5	14.5
7	INC0135	750mm x 750mm	500	770 x 420 x 220	17.5	16.5
8	INC0136	800mm x 800mm	300	820 x 440 x 140	12.5	11.5
9	INC0137	900mm x 900mm	300	920 x 490 x 140	15.5	14.5
10	INC0138	1000mm x 1000mm	200	1020 x 380 x 140	13	12
11	INC0139	1200mm x 1200mm	100	1220 x 340 x 110	9.5	8.5
12	INC0140	300mm x 300mm	2000	620 x 320 x 145	9	8
13	INC0141	400mm x 400mm	1000	420 x 420 x 145	8	7
14	INC0142	450mm x 450mm	1000	470 x 470 x 145	10	9
15	INC0143	500mm x 500mm	1000	520 x 520 x 145	12	11
16	INC0144	600mm x 600mm	500	620 x 340 x 145	9	8
17	INC0145	700mm x 700mm	500	720 x 390 x 145	12	11
18	INC0146	750mm x 750mm	500	770 x 420 x 145	13.5	12.5
19	INC0147	800mm x 800mm	300	820 x 440 x 100	9.5	8.5
20	INC0148	900mm x 900mm	300	920 x 490 x 100	12	11
21	INC0149	1000mm x 1000mm	200	1020 x 380 x 100	10	9
22	INC0150	1200mm x 1200mm	100	1220 x 340 x 70	7.5	6.5
23	INC0151	600mm x 50m	4	620 x 290 x 290	8.2	7.2
24	INC0152a	600mm x 100m	4	620 x 360 x 360	15.5	14.5



ROLLO EXPANDIBLE PARA ESTERILIZACIÓN POR SELLADO TÉRMICO

métodos de esterilización: Vapor, Oxido de etileno, Formaldehido



► DESCRIPCIÓN

Material: 100 % polipropileno virgen

Método de esterilización: Vapor, óxido de etileno, plasma

Color: Blanco, verde, azul

Peso: 45 g/m²/60 g/m²

Características: Ofrece una buena barrera contra la humedad, abacterias, microorganismos, polvo, etc.



► REFERENCIAS

N.º	Código	Tamaño del producto Ancho x Largo	Unidades x carga	Dimensiones de la carga Largo x Ancho x Alto	Peso bruto (kg)	Peso neto (kg)
1	INC0153	300mm x 300mm	2000	620 x 320 x 220	11.8	10.8
2	INC0154	400mm x 400mm	1000	420 x 420 x 220	10.6	9.6
3	INC0155	450mm x 450mm	1000	470 x 470 x 220	13.2	12.2
4	INC0156	500mm x 500mm	1000	520 x 520 x 220	16	15
5	INC0157	600mm x 600mm	500	620 x 340 x 220	12.3	10.8
6	INC0158	700mm x 700mm	500	720 x 390 x 220	13.3	11.8
7	INC0159	750mm x 750mm	500	770 x 420 x 220	11.6	10.1
8	INC0160	800mm x 800mm	300	820 x 440 x 140	13	11.5
9	INC0161	900mm x 900mm	300	920 x 490 x 140	11.2	9.7
10	INC0162	1000mm x 1000mm	200	1020 x 380 x 140	13.5	12
11	INC0163	1200mm x 1200mm	100	1220 x 340 x 110	10.1	8.6
12	INC0164	300mm x 300mm	2000	620 x 320 x 145	9.1	8.1
13	INC0165	400mm x 400mm	1000	420 x 420 x 145	8.2	7.2
14	INC0166	450mm x 450mm	1000	470 x 470 x 145	10.1	9.1
15	INC0167	500mm x 500mm	1000	520 x 520 x 145	12.3	11.3
16	INC0168	600mm x 600mm	500	620 x 340 x 145	9.6	8.1
17	INC0169	700mm x 700mm	500	720 x 390 x 145	10.3	8.8
18	INC0170	750mm x 750mm	500	770 x 420 x 145	9.1	7.6
19	INC0171	800mm x 800mm	300	820 x 440 x 100	10.1	8.6
20	INC0172	900mm x 900mm	300	920 x 490 x 100	8.8	7.3
21	INC0173	1000mm x 1000mm	200	1020 x 380 x 100	10.5	9
22	INC0174	1200mm x 1200mm	100	1220 x 340 x 70	8	6.5

