

## ●●● matachana

- M20-B PLUS
- S100
- SC500
- S1000
- 130LF
- MAT LD2314



### M20-B PLUS



Compatible



Original

| Código  | Imagen                                                                              | Repuesto                                                                                                         | Descripción                                                                    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| REP0220 |  | Junta de puerta<br><br>W&H  | Sello de silicona para cierre hermético de la cámara de esterilización.        |
| REP0221 |  | Bomba de vacío<br><br>W&H   | Vacío máximo de 960 mbar, caudal máximo de 44 L/min y presión máxima de 2 bar. |
| REP0222 |  | Bomba de agua<br><br>ULKA   | Modelo – Bomba de agua vibratoria con solenoide y doble sello O                |

## M20-B PLUS

| Código  | Imagen                                                                              | Repuesto                                                                                        | Descripción                                              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| REP0223 |    | Válvula solenoide                                                                               | Conjuntos de válvulas<br>W&H X051016X                    |
|         |                                                                                     | SIRAI        |                                                          |
| REP0224 |   | Condensador                                                                                     | Condensador<br>112x107x152 F522505X                      |
|         |                                                                                     | W&H        |                                                          |
| REP0225 |  | Generador de vapor                                                                              | Conjunto Completo<br>Generador de Vapor<br>110v X051308X |
|         |                                                                                     | W&H        |                                                          |
| REP0226 |  | Sensor de nivel de agua                                                                         | level sensor with<br>conductivity meter<br>( U381002X )  |
|         |                                                                                     | MATACHANA  |                                                          |

### S100

| Código  | Imagen                                                                              | Repuesto                                                                                                                         | Descripción                                                                                  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| REP0227 |    | Junta de puerta<br><b>MATACHANA</b>           | Sello de silicona para cierre hermético de la cámara de esterilización.                      |
| REP0228 |   | Junta de puerta<br><b>(COL)</b>             | Sello de silicona para cierre hermético de la cámara de esterilización.                      |
| REP0229 |  | Resistencia<br><b>(COL)</b>                 | Resistencia EH01/EH02/EH03, 3000 W, 400 V, tipo tubular, utilizada en el generador de vapor. |
| REP0230 |  | Resistencia<br><b>MATACHANA</b>             | Resistencia EH01/EH02/EH03, 3000 W, 400 V, tipo tubular, utilizada en el generador de vapor. |
| REP0231 |  | Purgador automático<br><b>SPIRAX SARCO</b>  | 1/2" spirax sarco mst21 roscado ss trampa de vapor termostática 305 psig a 572f              |

### S100

| Código  | Imagen                                                                              | Repuesto                                                                                                                                            | Descripción                                                                                                                                    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REP0232 |    | Filtro de vapor<br><br><b>MATACHANA</b>                          | Filtro en Y Acero Inox 1/2"                                                                                                                    |
| REP0233 |   | Válvula reductora de presión<br><br><b>MATACHANA</b>           | Cuerpo: Acero Inoxidable AISI 304 – 316<br>Malla: Acero Inoxidable AISI 304 – 316<br>Conexión: Rosca NPT<br>Presión Máxima de Trabajo: 150 PSI |
| REP0234 |  | Eyector de agua sistema Venturi<br><br><b>MATACHANA (COL)</b>  | Sistema de vacío por eyector (Sistema Venturi)                                                                                                 |
| REP0235 |  | Bomba de vacío<br><br><b>ESPA</b>                              | Bomba centrífuga multietapa vertical para el suministro de agua.                                                                               |
| REP0236 |  | Sensor de nivel del tanque de vacío<br><br><b>MATACHANA</b>    | Sensor De Nivel De Agua, Magnetico, Flotador Tipo B Reed                                                                                       |

### S100

| Código  | Imagen                                                                              | Repuesto                                                                                                                                          | Descripción                                                        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| REP0237 |    | Sensor de temperatura del tanque de vacío<br><b>MATACHANA</b>  | Toolmall impermeable de acero inoxidable Pt100                     |
| REP0238 |   | Compresor de aire integrado<br><b>MATACHANA</b>              | Compresor de aire libre de aceite pancake                          |
| REP0239 |  | Reguladores de presión<br><b>FESTO</b>                       | Filtro Regulador Festo MS4-LFR-1/4-D6-E-R-V-AS 180 psi G1/4 529150 |
| REP0240 |  | Válvulas neumáticas<br><b>BURKERT</b>                        | Válvula de accionamiento neumático de asiento Inclinado            |
| REP0241 |  | Válvulas neumáticas<br><b>MATACHANA</b>                      | Válvula de accionamiento neumático de asiento Inclinado            |

### S100

| Código  | Imagen                                                                              | Repuesto                                                                                                                          | Descripción                                                                                                        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REP0242 |    | Valvula entrada de agua<br><b>MATACHANA</b>    | Valvula Solenoide Electrica De Plastico 1/2in                                                                      |
| REP0243 |   | Cheque<br><b>MATACHANA</b>                   | Cheque Cortina Inoxidable 1/2" Roscado NPT                                                                         |
| REP0244 |  | Sensor nivel<br><b>MATACHANA</b>             | Interruptor de nivel horizontal de montaje lateral, modelo P595 magnetico                                          |
| REP0245 |  | Válvula Seguridad Vapor<br><b>MATACHANA</b>  | Válvula de seguridad para vapor, protección contra sobrepresión, presión máxima +3 bar, temperatura máxima 150 °C. |

### SC500

| Código  | Imagen                                                                              | Repuesto                                                                                                                      | Descripción                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| REP0246 |    | Junta de puerta<br>MATACHANA               | Sello de silicona para cierre hermético de la cámara de esterilización. |
| REP0247 |   | Junta de puerta<br>(COL)                 | Sello de silicona para cierre hermético de la cámara de esterilización. |
| REP0248 |  | Resistencia<br>MATACHANA                 | Resistencia tipo tubular, utilizada en el generador de vapor. 6KW       |
| REP0249 |  | Resistencia<br>(COL)                     | Resistencia tipo tubular, utilizada en el generador de vapor. 6KW       |
| REP0250 |  | Boya de nivel de generador<br>MATACHANA  | Interruptor magnético de nivel de flotador                              |

## SC500

| Código  | Imagen                                                                              | Repuesto                                                                                                                                                     | Descripción                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| REP0251 |    | <p>Contactor de Potencia</p> <p><b>SIEMENS</b> </p>                       | Contactor Magnético Siemens 3RT10361AN16                                          |
| REP0252 |   | <p>Bomba de llenado de generador</p> <p><b>SPECK</b> </p>               | Bomba de agua de cebado normal Speck tipo Y2951                                   |
| REP0253 |  | <p>Bomba de agua</p> <p><b>ESPA</b> </p>                                | Bomba centrífuga multietapa vertical para el suministro de agua.                  |
| REP0254 |  | <p>Eyector de agua (sistema Venturi)</p> <p><b>MATACHANA (COL)</b> </p> | Sistema de vacío por eyector                                                      |
| REP0255 |  | <p>Válvula Seguridad Vapor</p> <p><b>MATACHANA</b> </p>                 | Protección contra sobrepresión, presión máxima +3 bar, temperatura máxima 150 °C. |

### SC500

| Código  | Imagen                                                                              | Repuesto                                                                                               | Descripción                                                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| REP0256 |    | Cheque                                                                                                 | Cheque Cortina<br>Inoxidable Roscado                             |
|         |                                                                                     | <b>MATACHANA</b>    |                                                                  |
| REP0257 |   | Fuente de alimentación                                                                                 | Transformadores de<br>corriente Mean Well<br>WDR-240-24-         |
|         |                                                                                     | <b>MEAN WELL</b>  |                                                                  |
| REP0258 |  | Sensor de nivel                                                                                        | Sensor de nivel de<br>agua, magnético,<br>flotador tipo B Reed   |
|         |                                                                                     | <b>MATACHANA</b>  |                                                                  |
| REP0259 |  | Valvulas neumaticas                                                                                    | Válvula de<br>accionamiento<br>neumático de asiento<br>Inclinado |
|         |                                                                                     | <b>BURKERT</b>    |                                                                  |
| REP0260 |  | Válvulas neumáticas                                                                                    | Válvula de<br>accionamiento<br>neumático de asiento<br>Inclinado |
|         |                                                                                     | <b>MATACHANA</b>  |                                                                  |

### SC500

| Código  | Imagen                                                                              | Repuesto                                                                                                                              | Descripción                                                                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| REP0261 |    | Paro de emergencia<br><b>SCHNEIDER</b>             | Parada de emergencia roja Ø22mm                                                  |
| REP0262 |   | Electroválvulas neumáticas<br><b>FESTO</b>       | Electroválvulas neumáticas 24VDC Clase 2 DIN 1343), 90 l/min                     |
| REP0263 |  | Compresor de aire integrado<br><b>MATACHANA</b>  | Compresor de aire libre de aceite pancake                                        |
| REP0264 |  | Reguladores de presión<br><b>FESTO</b>           | Filtro Regulador Festo                                                           |
| REP0265 |  | Presostato Membrana<br><b>CEME</b>               | Presostato Ceme para calderas domésticas y/o semi industriales con rosca a 1/4". |

### SC500

| Código  | Imagen                                                                            | Repuesto                                                                                                                                          | Descripción                                          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| REP0266 |  | <p>Sonda de temperatura<br/>PT100</p> <p><b>MATACHANA</b> </p> | Toolmall impermeable<br>de acero inoxidable<br>Pt100 |

### S1000

| Código  | Imagen                                                                              | Repuesto                                                                                                                       | Descripción                                                                                                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REP0267 |    | Junta de puerta<br><b>MATACHANA</b>         | Sello de silicona para cierre hermético de la cámara de esterilización.                                          |
| REP0268 |   | Junta de puerta<br><b>(COL)</b>           | Sello de silicona para cierre hermético de la cámara de esterilización.                                          |
| REP0269 |  | Resistencia<br><b>MATACHANA</b>           | Resistencia tipo ovalada, utilizada en el generador de vapor. 12KW                                               |
| REP0270 |  | Resistencia<br><b>(COL)</b>               | Resistencia tipo ovalada, utilizada en el generador de vapor. 12KW                                               |
| REP0271 |  | Transmisor de presión<br><b>DANFONSS</b>  | Tamaño de conexión de presión: 1/4   Tiempo máximo de respuesta. [ms]: 4 ms   Señal de salida [mA]: 4 mA a 20 mA |

### S1000

| Código  | Imagen                                                                              | Repuesto                                | Descripción                                                                                  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| REP0272 |    | Presostato<br><b>DANFOSS</b>            | Presostato de seguridad, categoría IV, regulación de 0 a 6 bar, diferencial de 0,7 a 1,4 bar |
| REP0273 |   | Boya triple<br><b>MATACHANA</b>         | Interruptor magnético triple de nivel para generador                                         |
| REP0274 |  | Contactor de Potencia<br><b>SIEMENS</b> | Contactor Magnético Siemens 3RT10361AN16                                                     |
| REP0275 |  | Relé Auxiliar<br><b>MURR</b>            | Relé auxiliar, 24 V ac/dc contacto, conmutado 6 a 250 V, ac/dc e=6,2 Mmurr                   |
| REP0276 |  | Batería CR2477N<br><b>MATACHANA</b>     | Batería de litio, 3 V / 950 mAh para Pp65 (tft touch display)                                |

### S1000

| Código  | Imagen                                                                              | Repuesto                                                                                                                                    | Descripción                                                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| REP0277 |    | Intercambiador de calor<br><b>DANFONSS</b>               | Placas de acero inoxidable de doble pared                        |
| REP0278 |   | Junta Clamp Viton<br><b>MATACHANA</b>                  | Junta Clamp Viton 1 1/2" Asme                                    |
| REP0279 |  | Bomba de llenado de generador<br><b>SPECK</b>          | Bomba de agua de cebado normal Speck tipo Y2951                  |
| REP0280 |  | Bomba de agua<br><b>ESPA</b>                           | Bomba centrífuga multietapa vertical para el suministro de agua. |
| REP0281 |  | Eyector de agua (Sistema Venturi)<br><b>MATACHANA</b>  | Sistema de vacío por eyector                                     |

### S1000

| Código  | Imagen                                                                              | Repuesto                                                                                                                          | Descripción                                                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REP0282 |    | Válvula Neumática<br><b>FESTO</b>              | 3/2 adn 5 1/8" 1<br>10bar pilotaje puertas                                                                                        |
| REP0283 |   | Válvula Seguridad Vapor<br><b>MATACHANA</b>  | Válvula de seguridad<br>para vapor, protección<br>contra sobrepresión,<br>presión máxima +3 bar,<br>temperatura máxima<br>150 °C. |
| REP0284 |  | Cheque<br><b>MATACHANA</b>                   | Cheque Cortina<br>Inoxidable Roscado                                                                                              |
| REP0285 |  | Fuente de alimentación<br><b>MEAN WELL</b>   | Transformadores de<br>corriente Mean Well<br>WDR-240-24-                                                                          |
| REP0286 |  | Sensor de nivel<br><b>MATACHANA</b>          | Sensor de nivel de<br>agua, magnético,<br>flotador tipo B Reed                                                                    |

### S1000

| Código  | Imagen                                                                              | Repuesto                                                                                                                              | Descripción                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REP0287 |    | Valvulas neumaticas<br><b>BURKERT</b>              | Válvula de asiento inclinado con accionamiento neumático                                              |
| REP0288 |   | Valvulas neumáticas<br><b>MATACHANA</b>          | Válvula de asiento inclinado con accionamiento neumático                                              |
| REP0289 |  | Interruptor de posición<br><b>SIEMENS</b>        | Interruptor de posición siguard de rodillo y palanca sencilla M20, 2 contactos instantáneos (lno+1nc) |
| REP0290 |  | Compresor de aire integrado<br><b>MATACHANA</b>  | Compresor de aire libre de aceite, tipo pancake                                                       |
| REP0291 |  | Reguladores de presión<br><b>FESTO</b>           | Filtro Regulador                                                                                      |

### S1000

| Código  | Imagen                                                                              | Repuesto                                                                                                                                | Descripción                                                                                                                        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REP0292 |    | Electroválvulas<br>neumáticas<br><b>FESTO</b>        | 5/3 vías, centro cerrado,<br>alimentación 24 VDC<br>(Clase 2), con caudal<br>nominal (normalizado<br>según DIN 1343), 90 L/<br>min |
| REP0293 |   | Sonda de temperatura<br>PT100<br><b>MATACHANA</b>  | Toolmall impermeable<br>de acero inoxidable<br>Pt100                                                                               |
| REP0294 |  | Transductor de<br>presión<br><b>WIKA</b>           | Transductor p. wika a10,<br>0-4bar, 2cables,<br>prec.1%,0,6%nl                                                                     |
| REP0295 |  | Presostato Membrana<br><b>CEME</b>                 | Presostato Ceme para<br>calderas domésticas<br>y/o semi industriales<br>con rosca a 1/4".                                          |
| REP0296 |  | Relé De Potencia<br><b>OMRON</b>                   | 10a 24vdc 2 contactos<br>conmutaos                                                                                                 |

### 130LF

| Código  | Imagen                                                                              | Repuesto                                                                                                                              | Descripción                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REP0297 |    | Sensor de nivel<br>MATACHANA                       | Sensor de nivel de agua S040                                                                      |
| REP0298 |   | Sensor de temperatura de agua<br>MATACHANA       | Sensor de temperatura de agua B045                                                                |
| REP0299 |  | Válvula de agua<br>MATACHANA                     | Válvula de alimentación de agua Y144, Electroválvula de Plástico 12VAC 1/2" a 10.5 mm Con Presión |
| REP0300 |  | Transductor de presión<br>NORRIS                 | B070/1 y B070/2, 0-20bar   Conexión 1/4"NPT   Voltaje 9-30Vdc   Salida 4-20mA   NR020-TR1/4-2     |
| REP0301 |  | Depósito de solución esterilizante<br>MATACHANA  | Depósito de solución esterilizante                                                                |

### MAT LD2314

| Código  | Imagen                                                                              | Repuesto                                                                                        | Descripción                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| REP0302 |    | Válvula Solenoide de entrada de agua                                                            | Electroválvula plástica, rosca 3/4", 1 salida 220 V, 50/60 Hz |
|         |                                                                                     | MATACHANA    |                                                               |
| REP0303 |   | Termostato de Seguridad                                                                         | Bimetálico Mat Id2314                                         |
|         |                                                                                     | MATACHANA  |                                                               |
| REP0304 |  | Termistor                                                                                       | Sensor de temperatura tipo termistor NTC                      |
|         |                                                                                     | MATACHANA  |                                                               |
| REP0305 |  | Presostato de membrana                                                                          | Presostato de membrana 901XL                                  |
|         |                                                                                     | MATACHANA  |                                                               |
| REP0306 |  | Termostato                                                                                      | Termostato de seguridad 120° C 120519 (95°C 120 °C)           |
|         |                                                                                     | MATACHANA  |                                                               |

### MAT LD2314

| Código  | Imagen                                                                              | Repuesto                                                                                                         | Descripción                                                  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| REP0307 |    | Resistencia<br>(COL)          | Resistencia generador, 6 kW, 230V                            |
| REP0308 |   | Presostato<br>MATACHANA     | Interruptor de nivel módulo secado, Mam005 - Pressure Switch |
| REP0309 |  | Bomba dosificadora<br>SEKO  | Bomba dosificadora de detergente                             |



## REPUESTOS (A.D.)



Compatible



Original

| Código  | Imagen                                                                              | Repuesto                                                                                   | Descripción                                                                         | Compatibilidad                                                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REP0310 |  | Junta de puerta                                                                            | PN: P129373376<br><br>Sello para puerta de 26 x 37,5 pulgadas de STERIS Corporation | TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)                                                                                                |
|         |                                                                                     | STERIS  |                                                                                     |                                                                                                                                            |
| REP0311 |  | Junta de puerta                                                                            | PN: P129373702<br><br>Sello para puerta 26,5 x 67 mm A600 de STERIS Corporation     | TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)                                                                                                |
|         |                                                                                     | STERIS  |                                                                                     |                                                                                                                                            |
| REP0312 |  | Junta de puerta                                                                            | PN: P146660159<br><br>Sello de puerta de 16 pulgadas                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ AMSCO® Century® Small</li> <li>▶ AMSCO® Lab 110-250</li> <li>▶ AMSCO® 400 Series Small</li> </ul> |
|         |                                                                                     | STERIS  |                                                                                     |                                                                                                                                            |

## REPUESTOS (A.D.)

| Código  | Imagen                                                                              | Repuesto                     | Descripción                                    | Compatibilidad                              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| REP0313 |    | Resistencia<br><b>STERIS</b> | PN: P764321272<br>6500 vatios a 220 voltios SS | TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR) |
| REP0314 |   | Resistencia<br><b>STERIS</b> | PN: P764322395<br>9750 vatios a 480 voltios SS | TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR) |
| REP0315 |  | Resistencia<br><b>ABB</b>    | PN: P764326595<br>480V.3PH. 40KW S/S           | TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR) |

## KIT DE REPARACIÓN

|         |                                                                                     |                                  |                                                            |                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| REP0316 |  | KIT DE REPARACIÓN<br><b>ASCO</b> | PN: P764317-687<br>Válvula de pistón de STERIS Corporation | TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR) |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

## KIT DE REPARACIÓN

| Código  | Imagen                                                                              | Repuesto                    | Descripción                                                              | Compatibilidad                                                                                                                                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REP0317 |    | KIT DE REPARACIÓN<br>ASCO   | PN: P117955-193<br>Válvula selenoide de STERIS corporation               | TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)                                                                                                         |
| REP0318 |   | KIT DE REPARACIÓN<br>ASCO   | PN: P764076-001<br>Válvula de 1/4 de pulgada de STERIS corporation       | TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)                                                                                                         |
| REP0319 |  | KIT DE REPARACIÓN<br>ASCO   | PN: P764316-147<br>Reparacion de válvula solenoide de STERIS corporation | TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)                                                                                                         |
| REP0320 |  | KIT DE REPARACIÓN<br>ASCO   | PN: P764335-290<br>reparación de válvula selenoide de STERIS corporation | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ AMSCO® 430LS Series Medium</li> <li>▶ AMSCO® 630LS Series Medium</li> <li>▶ AMSCO™ 600LS Medium</li> </ul> |
| REP0321 |  | KIT DE REPARACIÓN<br>STERIS | PN: P764335-277<br>reparación de colector de escape                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ AMSCO® 400 Series Small</li> </ul>                                                                         |

## KIT DE REPARACIÓN

| Código  | Imagen                                                                              | Repuesto                     | Descripción                                                                         | Compatibilidad                                                                                                                                                                  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REP0322 |    | KIT DE REPARACIÓN<br>ASCO    | P764324-417<br>válvulas de 3/4 pulg.<br>NPT de STERIS<br>Corporation                | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Basil® 3700 Cage and Bottle Washer</li> <li>► LB and Chromalox Generator</li> </ul>                                                    |
| REP0323 |   | KIT DE REPARACIÓN<br>ASCO    | PN: P764324090<br>válvula de 1/8 pulg.<br>NPT de STERIS<br>Corporation              | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Eagle® 3000 Etapa 3 small</li> <li>► Eagle® 3000 Etapa 3 medium</li> </ul>                                                             |
| REP0324 |  | KIT DE REPARACIÓN<br>ASCO    | PN: P764265-001<br>válvulas solenoides<br>NPT de 3/8"                               | (CONFIRMAR)                                                                                                                                                                     |
| REP0325 |  | KIT DE REPARACIÓN<br>ASCO    | PN: P764070-001<br>Válvula de 1/8 pulg.<br>NPT de STERIS<br>Corporation             | TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)                                                                                                                                     |
| REP0326 |  | KIT DE REPARACIÓN<br>BURKERT | PN: P117913-495<br>Carrocería de acero<br>inoxidable, juego de 6<br>piezas dn15 ptf | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Reliance® 400-450-500 Glassware</li> <li>► Reliance® 444 Washer Disinfecter</li> <li>► Reliance® Synergy Washer Disinfecter</li> </ul> |

## KIT DE REPARACIÓN

| Código  | Imagen                                                                              | Repuesto                     | Descripción                                                            | Compatibilidad                                                                                                                                                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REP0327 |    | KIT DE REPARACIÓN<br>ASCO    | PN: P764078-001<br><br>Válvulas de 3/4 pulg. NPT de STERIS Corporation | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Eagle® 2000 Medium Vacamatic</li> <li>▶ Eagle® 2000 small Vacamatic</li> <li>▶ Eagle® 3000 Series Stage 2 Small</li> <li>▶ Eagle® 3000 Series Stage 2 medium</li> </ul> |
| REP0328 |   | KIT DE REPARACIÓN<br>ASCO    | PN: P764334-471<br><br>Colector de steris corporation                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ AMSCO® Century® Small</li> <li>▶ AMSCO® 400 Series Small</li> </ul>                                                                                                     |
| REP0329 |  | KIT DE REPARACIÓN<br>BURKERT | PN: P117910-412<br><br>Válvula de agua de STERIS Corporation           | TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)                                                                                                                                                                      |
| REP0330 |  | KIT DE REPARACIÓN<br>ASCO    | PN: P764072-001<br><br>Reparación de válvulas de 3/4 pulg.             | TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)                                                                                                                                                                      |
| REP0331 |  | KIT DE REPARACIÓN<br>ASCO    | PN: P764334366<br><br>Reparación de válvula de STERIS corporation      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ AMSCO® Century® Small</li> <li>▶ AMSCO® Lab 110-251</li> <li>▶ AMSCO® 400 Series</li> </ul>                                                                             |

## KIT DE REPARACIÓN

| Código  | Imagen                                                                              | Repuesto                    | Descripción                                                     | Compatibilidad                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REP0332 |    | KIT DE REPARACIÓN<br>STERIS | PN: P764317-688<br>Reparación de válvulas de steris corporation | TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)                                                                                                                                                                                                                      |
| REP0333 |   | KIT DE REPARACIÓN<br>ASCO   | PN: P753448-091<br>Reparación colector escape precintado        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ AMSCO® Century® Small Steam Sterilizer</li> <li>▶ AMSCO® Lab 110-250</li> <li>▶ AMSCO® 110LS-250LS Life Sciences Small Sterilizers</li> <li>▶ AMSCO® 400 Series Small</li> <li>▶ AMSCO® Sonic Energy Cleaner</li> </ul> |
| REP0334 |  | KIT DE REPARACIÓN<br>ASCO   | PN: P764336-016<br>Reparación de válvulas de steris corporation | ▶ AMSCO® 400 Series® Medium                                                                                                                                                                                                                                      |
| REP0335 |  | KIT DE REPARACIÓN<br>STERIS | PN: P764073-001<br>Reparación de válvulas de 3/8 pulg.          | TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)                                                                                                                                                                                                                      |
| REP0336 |  | KIT DE REPARACIÓN<br>STERIS | PN: P117904-011<br>Válvula neumática STERIS de 1-3/4" - 2040    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reliance® 400-450-500 Glassware</li> <li>▶ Reliance® 444 Washer Disinfector</li> </ul>                                                                                                                                  |

## KIT DE REPARACIÓN

| Código  | Imagen                                                                              | Repuesto                     | Descripción                                                       | Compatibilidad                                                                                                                                              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REP0337 |    | KIT DE REPARACIÓN<br>STERIS  | PN: P764326-481<br>Reparación de paquete de asientos              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ AMSCO® Century® Small</li> <li>▶ AMSCO® 400 Series Small</li> </ul>                                                |
| REP0338 |   | KIT DE REPARACIÓN<br>ASCO    | PN: P764327725<br>válvula solenoide de 1/4" de STERIS Corporation | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ AMSCO® Century® Small &amp;</li> <li>▶ AMSCO® Lab 110-251 &amp;</li> <li>▶ AMSCO® Century® 26x26 Medium</li> </ul> |
| REP0339 |  | KIT DE REPARACIÓN<br>STERIS  | PN: P764324-147<br>Reparación de válvulas de steris corporation   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ AMSCO® Century® 26x26 Medium</li> <li>▶ Eagle® 3000 Series Stage 2 Small</li> </ul>                                |
| REP0340 |  | KIT DE REPARACIÓN<br>BURKERT | PN: P764329-052<br>Reparación de válvulas de steris corporation   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ AMSCO Evolution-L Medium</li> <li>▶ AMSCO® Evolution™ Floor Loading</li> <li>▶ AMSCO® Evolution™ Medium</li> </ul> |
| REP0341 |  | KIT DE REPARACIÓN<br>ASCO    | PN: P764324-892<br>Reparación válvula asco/steris                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Eagle® 3000 Stage 3 SL Medium</li> </ul>                                                                           |

## KIT DE REPARACIÓN

| Código  | Imagen                                                                              | Repuesto                            | Descripción                                                        | Compatibilidad                                                                                                                                            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REP0342 |    | KIT DE REPARACIÓN<br><b>STERIS</b>  | PN: P754359-003<br>Válvula reductora de presión de 0,75"           | TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)                                                                                                               |
| REP0343 |   | KIT DE REPARACIÓN<br><b>ASCO</b>    | PN: P764337-195<br>Colector De Vapor De Steris Corporation         | (CONFIRMAR)                                                                                                                                               |
| REP0344 |  | KIT DE REPARACIÓN<br><b>BURKERT</b> | PN: P764329053<br>Válvulas asiento inclinado 2000/2002             | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ AMSCO Evolution-L Medium Steam</li> <li>▶ AMSCO® Evolution™ Floor</li> <li>▶ AMSCO® Evolution™ Medium</li> </ul> |
| REP0345 |  | KIT DE REPARACIÓN<br><b>ASCO</b>    | PN: P764324-891<br>Reparación de válvulas de steris corporation S2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Eagle® 3000 Stage 3 SL Medium</li> </ul>                                                                         |
| REP0346 |  | KIT DE REPARACIÓN<br><b>STERIS</b>  | PN: P117009-523<br>Reparación válvula asco/steris                  | (CONFIRMAR)                                                                                                                                               |

## KIT DE REPARACIÓN

| Código  | Imagen                                                                              | Repuesto                           | Descripción                                                                | Compatibilidad                                                                                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REP0347 |    | KIT DE REPARACIÓN<br><b>STERIS</b> | PN: P764337-327<br><br>Utilidad de aire V-PRO de STERIS Corporation        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ V-PRO® 1 and V-PRO® 1 Plus</li> <li>▶ V-PRO® maX Low Temperature</li> <li>▶ VHP® MD140X Biodecontamination</li> </ul> |
| REP0348 |   | KIT DE REPARACIÓN<br><b>ASCO</b>   | PN: P764326-477<br><br>Reparación de colector de válvula S1 de vapor       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ AMSCO® Century® Small</li> <li>▶ AMSCO® Lab 110-250</li> </ul>                                                        |
| REP0349 |  | KIT DE REPARACIÓN<br><b>ASCO</b>   | PN: P764324895<br><br>Reparación de colector de válvula S1 de vapor        | TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)                                                                                                                    |
| REP0350 |  | KIT DE REPARACIÓN<br><b>STERIS</b> | PN: P764326-478<br><br>Reparación de válvula de vapor Steris / Amsco S2 S9 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ AMSCO® Century® Small</li> <li>▶ AMSCO® Lab 110-250</li> </ul>                                                        |
| REP0351 |  | KIT DE REPARACIÓN<br><b>STERIS</b> | PN: P764326-482<br><br>Reparación del colector de escape S3                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ AMSCO® Century® Small</li> <li>▶ AMSCO® Lab 110-251</li> <li>▶ AMSCO® 400 Series</li> </ul>                           |

## KIT DE REPARACIÓN

| Código  | Imagen                                                                              | Repuesto                    | Descripción                                                                     | Compatibilidad                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| REP0352 |    | KIT DE REPARACIÓN<br>STERIS | PN: P764326-621<br><br>Reparación De Válvula Solenoide                          | ► AMSCO® Century® Small<br>► AMSCO® 400 Series Small                   |
| REP0353 |   | KIT DE REPARACIÓN<br>STERIS | PN: P764326-622<br><br>Reparación De Válvulas De Retención Del Colector De Agua | ► AMSCO® Century® Small<br>► AMSCO® 400 Series Small                   |
| REP0354 |  | KIT DE REPARACIÓN<br>STERIS | PN: P754359-001<br><br>3/8 pulgadas, alivio de presión                          | TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)                            |
| REP0355 |  | KIT DE REPARACIÓN<br>STERIS | PN: P764326-479<br><br>Reparación Escape Stm S35 S37 & S38                      | ► AMSCO® Century® Small<br>► AMSCO® Lab 110-251<br>► AMSCO® 400 Series |
| REP0356 |  | KIT DE REPARACIÓN<br>STERIS | PN: P764326-483<br><br>Reparación Válvula Colector Escape S40                   | ► AMSCO® Century® Small<br>► AMSCO® Lab 110-251<br>► AMSCO® 400 Series |

## KIT DE REPARACIÓN

| Código  | Imagen                                                                              | Repuesto                                 | Descripción                                                                             | Compatibilidad                                                                                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REP0357 |    | KIT DE REPARACIÓN<br><b>SPIRAX SARCO</b> | PN: P764080-001<br><br>Reparación Trampa Vapor Tr1/Tr2, 1/2 pulgada NPT, Puerto MPT0,5" | TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)                                                                                                                              |
| REP0358 |   | KIT DE REPARACIÓN<br><b>STERIS</b>       | PN: P764326-476<br><br>Reparación de asiento de válvula de vapor STERIS - 2408          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ AMSCO® Century® Small</li> <li>▶ AMSCO® Lab 110-251</li> <li>▶ AMSCO® 400 Series</li> </ul>                                     |
| REP0359 |  | KIT DE REPARACIÓN<br><b>STERIS</b>       | PN: P764324-196<br><br>Paquete PM para puerta de 24" x 36"                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Eagle® 3000 Stage 3 Medium</li> <li>▶ Eagle® 3000 Stage 3 Medium - Renaissance Series</li> </ul>                                |
| REP0360 |  | KIT DE REPARACIÓN<br><b>STERIS</b>       | PN: P764326-485<br><br>Comprobación/aguja de STERIS Corporation                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ AMSCO® Century® Small</li> <li>▶ AMSCO® 400 Series Small</li> <li>▶ AMSCO® Lab 110-250</li> <li>▶ AMSCO® 110LS-250LS</li> </ul> |

## REPUESTOS

| Código  | Imagen                                                                                                                                                                     | Repuesto                                                                                                                                   | Descripción                                                             | Compatibilidad                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| REP0361 |                                                                                           | Bobina de válvula solenoide S2/S9/S35<br><b>DANFONSS</b>  | PN: P764323-941<br><br>Solenoid STERIS 120 VCA Din – 2372               | TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)     |
| REP0362 | <br>  | Bobina de válvula solenoide S1<br><b>DANFONSS</b>       | PN: P764326-632<br><br>Solenoid STERIS                                  | ► AMSCO® Century® Small<br>► AMSCO® Lab 110-250 |
| REP0363 | <br> | válvula solenoide de 3 vías<br><b>ASCO</b>              | PN: P129353526<br><br>válvula solenoide de 3 vías de STERIS Corporation | (CONFIRMAR)                                     |
| REP0364 | <br> | Conjunto Colector De Vapor<br><b>STERIS</b>             | PN: P146657-787<br><br>Conjunto colector de vapor de STERIS Corporation | ► AMSCO® Century® Small<br>► AMSCO® Lab 110-250 |
| REP0365 | <br> | Electroválvula solenoide<br><b>ASCO</b>                 | PN: P83228-002<br><br>Válvula solenoide de 3/4 de pulgada               | TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)     |

## REPUESTOS

| Código  | Imagen                                                                              | Repuesto                                       | Descripción                                                                     | Compatibilidad                                                                                                                                                                                                  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REP0366 |    | Electroválvula solenoide<br><b>ASCO</b>        | PN: P764335-079<br>Válvula solenoide de vapor de STERIS Corporation             | (CONFIRMAR)                                                                                                                                                                                                     |
| REP0367 |   | Electroválvula solenoide<br><b>STERIS</b>      | PN: P093910-650<br>3/8 pulg. NPT, latón, 50 PSIG, 50 PSIG de STERIS Corporation | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Eagle® 3000 Series Stage 3 Small</li> <li>▶ Eagle® 3000 Series Stage 3 Small</li> <li>▶ Eagle® 3000 Stage 3 SL Medium</li> <li>▶ Eagle® 3000 Stage 3 Washer</li> </ul> |
| REP0368 |  | Colector de escape<br><b>STERIS</b>            | PN: P146657-788<br>Colector de escape de steris Corporation                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ AMSCO® Century® Small</li> <li>▶ AMSCO® 400 Series Small</li> </ul>                                                                                                    |
| REP0369 |  | Conjunto de colector de vapor<br><b>STERIS</b> | PN: P146657789<br>Conjunto colector de agua de STERIS Corporation               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ AMSCO® Century® Small</li> <li>▶ AMSCO® 400 Series Small</li> </ul>                                                                                                    |
| REP0370 |  | Válvula de agua de latón<br><b>BURKERT</b>     | PN: 10091162<br>Pulgada, rosca hembra NPT, 24 V CC, de STERIS Corporation.      | TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)                                                                                                                                                                     |

## REPUESTOS

| Código  | Imagen                                                                              | Repuesto                               | Descripción                                                                                                                | Compatibilidad                                                                                                                                                            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REP0371 |    | Válvula de aislamiento<br><b>ASCO</b>  | PN: P093940-125<br><br>Conjunto de válvula de aislamiento de STERIS Corporation                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ V-PRO® 1 and V-PRO® 1 Plus Low Temperature</li> <li>▶ V-PRO® maX Low Temperature &amp; VHP® MD140X Biodecontamination</li> </ul> |
| REP0372 |   | Válvula de retención<br><b>STERIS</b>  | PN: P150828459<br><br>Filtro de 1/2 pulg. Npt-raw                                                                          | TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)                                                                                                                               |
| REP0373 |  | Válvula de retención<br><b>NIBCO</b>   | PN: P150822-354<br><br>Válvula de retención oscilante, 1/2" NPT bronce                                                     | TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)                                                                                                                               |
| REP0374 |  | Válvula de retención<br><b>NIBCO</b>   | PN: P083870-001<br><br>Válvula de retención de 3/4 pulg. de STERIS Corporation                                             | TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)                                                                                                                               |
| REP0375 |  | Trampa de vapor<br><b>SPIRAX SARCO</b> | PN: P117903-554<br><br>Trampa de vapor de presión equilibrada de acero inoxidable de 1/2 pulgada NPT de STERIS Corporation | TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)                                                                                                                               |

## REPUESTOS

| Código  | Imagen                                                                              | Repuesto                                           | Descripción                                                                                  | Compatibilidad                                                                                                                                                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REP0376 |    | Trampa de vapor<br>TR1/TR2<br><b>STERIS</b>        | PN: P129222-001<br><br>1/2 PULGADA NPT,<br>AMT188, Jacket                                    | TODAS LAS REFERENCIAS<br>DE STERIS (CONFIRMAR)                                                                                                                                                                               |
| REP0377 |   | Bomba de<br>desplazamiento<br><b>PROCON</b>        | PN: P764323-551<br><br>Bomba de<br>desplazamiento positivo<br>de STERIS Corporation          | TODAS LAS REFERENCIAS<br>DE STERIS (CONFIRMAR)                                                                                                                                                                               |
| REP0378 |  | Válvula de retención<br>de resorte<br><b>NIBCO</b> | PN: P764326-446<br><br>Válvula de retención de<br>resorte de STERIS<br>Corporatio            | TODAS LAS REFERENCIAS<br>DE STERIS (CONFIRMAR)                                                                                                                                                                               |
| REP0379 |  | Válvula De<br>Seguridad Tuv/Asme<br><b>STERIS</b>  | PN: P093918-511<br><br>Válvula de seguridad<br>STERIS de 1/2" x 3/4" y<br>50 PSI – 6027      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ AMSCO® 430LS Series Medium</li> <li>▶ AMSCO® 630LS Series Medium</li> <li>▶ AMSCO® Century® Small</li> <li>▶ AMSCO® Lab 110-250 &amp;</li> <li>▶ AMSCO® 400 Series Small</li> </ul> |
| REP0380 |  | Válvula de seguridad<br><b>KUNKLEA</b>             | PN: P056402-028<br><br>Válvula de seguridad<br>PED de 1 pulgada NPT<br>de STERIS Corporation | TODAS LAS REFERENCIAS<br>DE STERIS (CONFIRMAR)                                                                                                                                                                               |

## REPUESTOS

| Código  | Imagen                                                                              | Repuesto                                                 | Descripción                                                                                                      | Compatibilidad                                                                                                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REP0381 |    | Válvula de seguridad<br><b>APOLLO VALVES</b>             | PN: P150828-473<br><br>válvula de seguridad para vapor, 40 PSI, de STERIS Corporation                            | TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)                                                                                                                                              |
| REP0382 |   | Válvula de seguridad<br><b>AQUATROL INC.</b>             | PN: P150828-478<br><br>Válvula de seguridad NPT de 1 pulgada de STERIS Corporation                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Eagle® 3000 Series Stage 3</li> <li>▶ Eagle® 3000 Stage 3 Medium</li> <li>▶ Eagle® 3000 Stage 3 Medium - Renaissance Series</li> </ul>          |
| REP0383 |  | Válvula neumática<br><b>ASCO</b>                         | PN: 10047866<br><br>Válvula de asiento inclinado 1/2npt ss                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ AMSCO® 430LS Series Medium</li> <li>▶ AMSCO® 600 Series® Medium</li> <li>▶ AMSCO® 630LS Series Medium</li> <li>▶ AMSCO™ 600LS Medium</li> </ul> |
| REP0384 |  | Válvula neumática de asiento inclinado<br><b>BURKERT</b> | PN: P055605-165<br><br>Válvula neumática de asiento inclinado de bronce de 1/2 pulgada NPT de STERIS Corporation | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ AMSCO Evolution-L Medium</li> <li>▶ AMSCO® Evolution™ Medium</li> </ul>                                                                         |
| REP0385 |  | Válvula neumática<br><b>MKS</b>                          | PN: P136822-029<br><br>Válvula Neumática De Steris Corporation                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ V-PRO® 1</li> <li>▶ V-PRO® 1 Plus</li> <li>▶ V-PRO® maX 2</li> <li>▶ V-PRO® maX</li> </ul>                                                      |

### REPUESTOS

| Código  | Imagen                                                                              | Repuesto                                          | Descripción                                                                                    | Compatibilidad                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| REP0386 |    | Regulador de Presión PR1<br><b>STERIS</b>         | PN: P136809-750<br>Conjunto Válvula Control Vapor 3/8" 3337                                    | ► AMSCO® Century® Small<br>► AMSCO® Lab 110-251<br>► AMSCO® 400 Series |
| REP0387 |   | interruptor de control de presión<br><b>RANCO</b> | PN: P764323-470<br>Interruptor de control de presión de funcionamiento para generador de vapor | TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)                            |
| REP0388 |  | Transductor de Presión<br><b>STERIS</b>           | PN: P136809-787<br>Transmisión De Prensa De La Cámara Con Arrastre                             | ► AMSCO® Century® Small<br>► AMSCO® 400 Series Small                   |
| REP0389 |  | Transductor de Presión<br><b>STERIS</b>           | PN: P093910-580<br>Transductor de presión de 1/4 pulg. NPT de STERIS Corporation               | TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)                            |
| REP0390 |  | Transductor de Presión<br><b>STERIS</b>           | PN: 136816-078<br>Transductor de presión de STERIS corporation                                 | TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)                            |

## REPUESTOS

| Código  | Imagen                                                                              | Repuesto                                     | Descripción                                                                   | Compatibilidad                                                                                                                                        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REP0391 |    | Manómetro de Cámara<br><b>WIKA</b>           | PN: P007872-051<br>Montaje Inferior 1/8 In Mpt,<br>0 A 100 Psi                | TODAS LAS REFERENCIAS<br>DE STERIS (CONFIRMAR)                                                                                                        |
| REP0392 |   | Manómetro de presión<br><b>WIKA</b>          | PN: P007871-051<br>Manómetro de presión,<br>0-100 PSI, DE 2,5"                | TODAS LAS REFERENCIAS<br>DE STERIS (CONFIRMAR)                                                                                                        |
| REP0393 |  | Manómetro de presión<br><b>ASHCROFT</b>      | PN: P760265-636<br>Manometro de presion<br>0-160 psi de STERIS<br>Corporation | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ AMSCO® 400 Series® Medium</li> <li>▶ AMSCO® 600 Series® Medium</li> <li>▶ AMSCO® 400 Series Small</li> </ul> |
| REP0394 |  | Sonda RTDA<br><b>STERIS</b>                  | PN: P093922-107<br>Acero<br>inoxidable/Teflón, 1/8<br>de pulgada              | ▶ AMSCO Evolution-L<br>Medium                                                                                                                         |
| REP0395 |  | Conjunto de sonda de cámara<br><b>STERIS</b> | PN: P356256-909<br>Conjunto de sonda de<br>cámara de STERIS<br>Corporation    | TODAS LAS REFERENCIAS<br>DE STERIS (CONFIRMAR)                                                                                                        |

## REPUESTOS

| Código  | Imagen                                                                                                 | Repuesto                         | Descripción                                                                                                     | Compatibilidad                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REP0396 | <br>90 day warranty   | Conector macho<br><br>STERIS     | PN: P129373-555<br><br>Conector macho de 5/8"                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ AMSCO® 400 Series® Medium</li> <li>▶ AMSCO® 430LS Series Medium</li> <li>▶ AMSCO® Century® 26x26 Medium</li> <li>▶ AMSCO® Century® 26x37.5 Medium</li> </ul>                        |
| REP0397 | <br>90 day warranty  | Contactor<br><br>STERIS          | PN: P759748-001<br><br>Contactor 120 V 60 A, 3 POLOS                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ AMSCO® 430LS Series Medium</li> <li>▶ AMSCO® 630LS Series Medium</li> </ul>                                                                                                         |
| REP0398 | <br>90 day warranty | kit de contactor<br><br>ABB      | PN: P764335923<br><br>kit de contactos de STERIS Corporation                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ AMSCO® 430LS Series Medium</li> <li>▶ AMSCO® 630LS Series Medium</li> <li>▶ AMSCO® Century® Small</li> <li>▶ AMSCO® Lab 110-250 &amp;</li> <li>▶ AMSCO® 400 Series Small</li> </ul> |
| REP0399 | <br>90 day warranty | Filtro de carbono<br><br>STERIS  | PN: P093940-310<br><br>filtro de carbono de 6,83" de diámetro exterior x 7,12" para conjunto de escape de vacío | TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)                                                                                                                                                                                  |
| REP0400 | <br>90 day warranty | Conjunto de cables<br><br>STERIS | PN: P136809-753<br><br>Conjunto de cables P19/CS1/PS1 de STERIS Corporation                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ AMSCO® Century® Small</li> <li>▶ AMSCO® 400 Series Small</li> </ul>                                                                                                                 |

## REPUESTOS

| Código  | Imagen                                                                              | Repuesto                                                                                                                                     | Descripción                                                                                     | Compatibilidad                                                                                                                                              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REP0401 |    | Batería de litio<br><br><b>STERIS</b>                       | PN: P764332-350<br><br>batería de litio de 1000 mah                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ V-PRO® 1</li> <li>▶ V-PRO® 1 Plus Low Temperature</li> <li>▶ V-PRO® maX Low Temperature</li> </ul>                 |
| REP0402 |   | Conjunto de placa de entrada/salida<br><br><b>STERIS</b>  | PN: P146665425<br><br>Conjunto de placa de entrada/salida de STERIS Corporation                 | TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)                                                                                                                 |
| REP0403 |  | Conjunto de placa de circuito<br><br><b>STERIS</b>        | PN: P146665-961<br><br>Conjunto de placa de circuito impreso de E/S, 1 A, de STERIS Corporation | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ AMSCO® Century® Small</li> <li>▶ AMSCO® Century® 26x26 Medium</li> <li>▶ AMSCO® Century® 26x37.5 Medium</li> </ul> |
| REP0404 |  | Placa de control<br><br><b>STERIS</b>                     | PN: P146655-819<br><br>Placa de control de STERIS Corporation                                   | TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)                                                                                                                 |
| REP0405 |  | Placa de controlador e interfaz<br><br><b>STERIS</b>      | PN: P146655-491<br><br>Placa de controlador e interfaz de STERIS Corporation                    | TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)                                                                                                                 |

## REPUESTOS

| Código  | Imagen                                                                              | Repuesto                                 | Descripción                                                                                                      | Compatibilidad                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| REP0406 |    | Intercambiador de calor<br><b>STERIS</b> | PN: P136809844<br><br>Intercambiador de calor, 450 psi, 437 °f, 4.37 x 2.05 x 12.2 pulgadas                      | ► AMSCO® Century® Small<br>► AMSCO® 400 Series Small |
| REP0407 |   | Intercambiador de calor<br><b>STERIS</b> | PN: P136816022<br><br>12,20 x 4,40 x 1,69 pulgadas para montaje en la parte superior del conjunto de bomba/vacío | TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)          |
| REP0408 |  | Elemento calefactor<br><b>STERIS</b>     | PN: P075425091<br><br>Sistema de calefacción por elementos calefactores de STERIS Corporation.                   | Eagle® 2000 Small Gravity                            |
| REP0409 |  | Elemento calefactor<br><b>STERIS</b>     | PN: P093929062<br><br>Sonda / sensor de proximidad                                                               | TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR)          |

**GETINGE** 




## REPUESTOS



Compatible



Original

| Código  | Imagen                                                                              | Repuesto                                                                                    | Descripción                                                                               | Compatibilidad      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| REP0410 |  | Sello de puerta                                                                             | PN: 48320607<br><br>Junta de cámara Getinge HS 33 azul – Sello profesional para autoclave | ► HS 33             |
|         |                                                                                     | GETINGE  |                                                                                           |                     |
| REP0411 |  | Sello de puerta                                                                             | PN: 61301607691<br><br>Junta de silicona para puerta de 17,5" x 17,5"                     | ► OEM serie 400 433 |
|         |                                                                                     | GETINGE  |                                                                                           |                     |
| REP0412 |  | Sello de puerta                                                                             | PN: 579002801<br><br>Junta de puerta azul de Getinge USA Sales, LLC                       | ► Solsus 66         |
|         |                                                                                     | GETINGE  |                                                                                           |                     |

## REPUESTOS

| Código  | Imagen                                                                              | Repuesto                                                                                    | Descripción                                                                           | Compatibilidad                              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| REP0413 |    | Elemento calefactor                                                                         | PN: 561026104<br><br>Calentador de inmersión, 400 voltios de getinge usa sales, llc   | ► Solsus 66                                 |
|         |                                                                                     | GETINGE    |                                                                                       |                                             |
| REP0414 |   | Elemento calefactor                                                                         | PN: 561026107<br><br>Elemento calefactor GETINGE 10KW 415V                            | ► OEM serie 400 433                         |
|         |                                                                                     | GETINGE  |                                                                                       |                                             |
| REP0415 |  | Elemento calefactor                                                                         | PN: 6001134976<br><br>Kit de calefaccion getinge 9KW 230/400V                         | TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR) |
|         |                                                                                     | GETINGE  |                                                                                       |                                             |
| REP0416 |  | Válvula de seguridad                                                                        | PN: 463199912<br><br>Válvula de seguridad de 3/4 de pulgada de Geringe USA Sales, LLC | ► OEM serie 400 433                         |
|         |                                                                                     | GETINGE  |                                                                                       |                                             |
| REP0417 |  | Transductor de presión                                                                      | PN: 570267101<br><br>transductor de presión de getinge usa sales, llc                 | ► Solsus 66                                 |
|         |                                                                                     | GETINGE  |                                                                                       |                                             |

## REPUESTOS

| Código  | Imagen                                                                              | Repuesto                               | Descripción                                                                  | Compatibilidad                              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| REP0418 |    | Conjunto de válvula solenoide          | PN: 570251504<br>Conjunto de válvula solenoide 24V 50/60Hz                   | ► Solsus 66                                 |
|         |                                                                                     | GETINGE                                |                                                                              |                                             |
| REP0419 |   | Kit de reparación de válvulas          | PN: 61301601739<br>kit de reparación de válvula solenoide                    | TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR) |
|         |                                                                                     | ASCO                                   |                                                                              |                                             |
| REP0420 |  | Válvula solenoide                      | PN: 517356<br>Válvula solenoide de 3 vías 3/4", 110 VCA, doble bobina        | TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR) |
|         |                                                                                     | ASCO                                   |                                                                              |                                             |
| REP0421 |  | Kit de reparación de válvula solenoide | PN: 61301604084<br>Cilindro de puerta getinge                                | TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR) |
|         |                                                                                     | GETINGE                                |                                                                              |                                             |
| REP0422 |  | Inyector de agua                       | PN: 59858<br>Expulsor de agua de latón de 0,75 NPT de Geringe USA Sales, LLC | TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR) |
|         |                                                                                     | GETINGE                                |                                                                              |                                             |

## REPUESTOS

| Código  | Imagen                                                                                                 | Repuesto                                                                                         | Descripción                                                                         | Compatibilidad                              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| REP0423 |                       | Válvula de retención                                                                             | PN: 513362<br><br>Válvula de retención de 1/2"                                      | TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR) |
|         |                                                                                                        | ASCO            |                                                                                     |                                             |
| REP0424 |                      | Relé                                                                                             | PN: 502660900<br><br>Relé, 24 V Cc, 4 Polos, Sin Led, De Getinge Usa Sales, Llc     | TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR) |
|         |                                                                                                        | COMAT RELECO  |                                                                                     |                                             |
| REP0425 |                     | Interruptor de presión                                                                           | PN: 469517303<br><br>0,2-4 bar, macho BSPP de 1/4 de pulgada                        | TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR) |
|         |                                                                                                        | GETINGE       |                                                                                     |                                             |
| REP0426 |  | Válvula solenoide                                                                                | PN: 6034800342<br><br>Válvula solenoide de vapor getinge de 2 vías, 1", 24 VCA      | TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR) |
|         |                                                                                                        | ASCO          |                                                                                     |                                             |
| REP0427 |                     | Purgador automático                                                                              | PN: P0011265<br><br>Trampa de vapor, termodisco, 1.00 npt de getinge usa sales, llc | TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR) |
|         |                                                                                                        | GETINGE       |                                                                                     |                                             |

## REPUESTOS

| Código  | Imagen                                                                              | Repuesto                    | Descripción                                                                  | Compatibilidad                              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| REP0428 |    | Electroválvula              | PN: SCXE222B094<br><br>12, B177-5Solenoid Valve GETINGE Autoclave Spareparts | TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR) |
|         |                                                                                     | ASCO                        |                                                                              |                                             |
| REP0429 |   | Electroválvula              | PN: 6545490<br><br>by Getinge USA Sales, LLC                                 | TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR) |
|         |                                                                                     | FLO CONTROL                 |                                                                              |                                             |
| REP0430 |  | Sonda de temperatura PT1000 | PN: 70040477<br><br>Sonda de temperatura getinge con blindaje simple         | TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR) |
|         |                                                                                     | GETINGE                     |                                                                              |                                             |
| REP0431 |  | Electroválvula              | PN: 479324002<br><br>2/2" Vías Acción Directa                                | TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR) |
|         |                                                                                     | ASCO                        |                                                                              |                                             |
| REP0432 |  | Parada de emergencia        | PN: 6002217001<br><br>Parada de emergencia 6A                                | TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR) |
|         |                                                                                     | GETINGE                     |                                                                              |                                             |

## REPUESTOS

| Código  | Imagen                                                                              | Repuesto                                       | Descripción                                                                                            | Compatibilidad                              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| REP0433 |    | Kit de mantenimiento preventivo parte superior | PN: 6034750307<br><br>Pieza de repuesto pm, parte superior para la serie 700 de getinge usa sales, llc | ► SERIE 700                                 |
|         |                                                                                     | GETINGE                                        |                                                                                                        |                                             |
| REP0434 |   | Electroválvula                                 | PN: 61301609872<br><br>3/8 NPT Getinge 24VAC                                                           | TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR) |
|         |                                                                                     | BURKERT                                        |                                                                                                        |                                             |
| REP0435 |  | Electroválvula                                 | PN: 6013152101<br><br>SOL, 1,120V, NC, 3 HILOS                                                         | TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR) |
|         |                                                                                     | GC                                             |                                                                                                        |                                             |
| REP0436 |  | Electroválvula                                 | PN: 602747101<br><br>Válvula de entrada de agua Getinge OEM                                            | TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR) |
|         |                                                                                     | ASCO                                           |                                                                                                        |                                             |
| REP0437 |  | Kit de mantenimiento preventivo parte inferior | PN: 6034750308<br><br>Pieza de repuesto pm, parte inferior para la serie 700 de getinge usa sales, llc | ► SERIE 700                                 |
|         |                                                                                     | R.F. ASOCIADAS                                 |                                                                                                        |                                             |

## REPUESTOS

| Código  | Imagen                                                                              | Repuesto                                                                                                                    | Descripción                                                              | Compatibilidad                              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| REP0438 |    | Intercambiador de calor<br><b>GETINGE</b>  | PN: 61301608571<br><br>Intercambiador de calor de getinge usa sales, llc | TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR) |
| REP0439 |   | Kit de reparacion<br><b>ASCO</b>         | PN: 61301609451<br><br>Válvula solenoide Getinge,                        | TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR) |
| REP0440 |  | Kit de reparación<br><b>ASCO</b>         | PN: 54187 - 2646<br><br>reparación de válvulas                           | TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR) |
| REP0441 |  | Kit de reparación<br><b>ASCO</b>         | PN: 68164<br><br>Reconstrucción solenoide GETINGE para 1/4" NTP NOS      | TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR) |
| REP0442 |  | Kit de reparación<br><b>ASCO</b>         | PN: 56161<br><br>Válvula solenoide Getinge/Castle 3/4"                   | TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR) |

## REPUESTOS

| Código  | Imagen                                                                              | Repuesto                                                                                    | Descripción                                                                            | Compatibilidad                              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| REP0443 |    | Sensor de nivel                                                                             | PN: 466601602<br>Interrupor de nivel con cable de 2 m de getinge usa sales, llc        | TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR) |
|         |                                                                                     | GETINGE    |                                                                                        |                                             |
| REP0444 |   | Kit de reparación                                                                           | PN: 27557<br>Trampa de Vapor 3/4 Kit de Reconstrucción                                 | TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR) |
|         |                                                                                     | CASTLE   |                                                                                        |                                             |
| REP0445 |  | Tarjeta de circuito de placa principal                                                      | PN: 570330101<br>Tarjeta de circuito de placa principal CM10 de Geringe USA Sales, LLC | TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR) |
|         |                                                                                     | GETINGE  |                                                                                        |                                             |
| REP0446 |  | Presostato                                                                                  | PN: 570446702<br>BMG-IN03 1,7 BAR                                                      | TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR) |
|         |                                                                                     | DANFOSS  |                                                                                        |                                             |
| REP0447 |  | Válvula neumática                                                                           | PN: 8290A391<br>Val, norma de 2 vías cerrada, 3/4", NPT, 150 PSI 2636                  | TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR) |
|         |                                                                                     | ASCO     |                                                                                        |                                             |

### REPUESTOS

| Código  | Imagen                                                                              | Repuesto              | Descripción                                                                     | Compatibilidad                              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| REP0448 |    | Manómetro             | PN: 61301608294<br>Manómetro Cámara 2" Hg -30 A 60psi 1/8" Npt                  | TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR) |
|         |                                                                                     | GETINGE               |                                                                                 |                                             |
| REP0449 |   | Válvula de seguridad  | PN: 570107601<br>Válvula de seguridad 3/4 x 1" 100 PSI                          | TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR) |
|         |                                                                                     | GETINGE               |                                                                                 |                                             |
| REP0450 |  | Sonda de temperatura  | PN: Z245925 1042<br>Getinge RTD única 10"                                       | TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR) |
|         |                                                                                     | GETINGE               |                                                                                 |                                             |
| REP0451 |  | Bomba de inyección    | PN: 501584000<br>Bomba de inyección 230 V 60 Hz 300 W de Getinge USA Sales, LLC | TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR) |
|         |                                                                                     | HANNING ELEKTRO-WERKE |                                                                                 |                                             |
| REP0452 |  | Purgador automático   | PN: 61301602492<br>Castle OEM 1/2" TT125A, 0,5" NPT trampa de vapor             | TODAS LAS REFERENCIAS DE STERIS (CONFIRMAR) |
|         |                                                                                     | GETINGE               |                                                                                 |                                             |

### REPUESTOS

| Código  | Imagen                                                                             | Repuesto                                                                                    | Descripción                                                         | Compatibilidad                                 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| REP0453 |   | Válvula de seguridad                                                                        | PN: 517339<br>Válvula solenoide de vapor<br>GETINGE de 2 vías, 3/8" | TODAS LAS REFERENCIAS<br>DE STERIS (CONFIRMAR) |
|         |                                                                                    | ASCO       |                                                                     |                                                |
| REP0454 |  | Cilindro de puerta                                                                          | PN: 570200301<br>Cilindro de puerta<br>getinge                      | ► Solsus 66                                    |
|         |                                                                                    | GETINGE  |                                                                     |                                                |



## REPUESTOS



Compatible



Original

| Código  | Imagen | Repuesto                               | Descripción                                                                          | Compatibilidad                                                                                                                                                 |
|---------|--------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REP0455 |        | Sensor de temperatura<br><br>RPI       | PN: 01610501<br><br>RPI Parte #TUS093, (PT-100)                                      | 1730E, 1730EK, 2340E, 2340EA, 2340EK, 2340EKA, 2540EA, 2540EK, 2540EKA, 3850E, 3850EA, 3850EK, 3850EKA, 3870E, 3870EA, 3870EK, 3870EKA, EZ10, EZ10k, EZ9, EZ9k |
| REP0456 |        | Sensor de temperatura<br><br>TUTTNAUER | PN: ELC258-0030<br><br>RPI Parte #TUS093, (PT-100)                                   | EZ9 PLUS, EZ11 PLUS, ELARA                                                                                                                                     |
| REP0457 |        | Termostato<br><br>RPI                  | PN: 01620101<br><br>RPI #TUT007 diámetro de 3/16". "X 5-1/2" Funciona de 0 a 32 PSIG | 1730M, 1730MK, 2340M, 2340MK, 2540M, 2540MK, 3850M, 3850MK, 3870M, 3870MK, 1730 MKV                                                                            |

### REPUESTOS

| Código  | Imagen                                                                              | Repuesto                                                                                                                   | Descripción                                                   | Compatibilidad                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REP0458 |    | Termostato<br>RPI                         | PN: 01620004<br>RPI #TUT038, Preset 450 ° F (230 ° C)         | 1730M, 1730MK, 2340M, 2340MK, 2540MK, 3850MK, 3850MK, 3870M, 3870MK                                                                                                                                                                 |
| REP0459 |   | Interruptor de puerta<br>TUTTNAUER      | PN: 01910190<br>RPI #TUS014, 15A 125-250VAC, Pestañas de 1/4" | 1730E, 1730EK, 1730M, 1730MK, 2340E, 2340EA, 2340EK, 2340EKA, 2340MK, 2540E, 2540EA, 2540EK, 2540EKA, 2540M, 2540MK, 3850E, 3850EA, 3850EK, 3850EKA, 3850M, 3850MK, 3870E, 3870EA, 3870EK, 3870EKA, 3870M, 3870MK10 EZ10 EZ10K10K10 |
| REP0460 |  | Microinterruptor de puerta<br>RPI       | PN: ELE036-0026                                               | ► EZ9Plus                                                                                                                                                                                                                           |
|         |  | Transductor de presión<br>TUTTNAUER     | PN: 01630101-1<br>OEM AJUNC3                                  | ► 1730E                                                                                                                                                                                                                             |
| REP0462 |  | Válvula de alivio de aire<br>TUTTNAUER  | PN: CB842010<br>1/4-28 rosca, 10 mm hexagonal                 | ► 3870E                                                                                                                                                                                                                             |

### REPUESTOS

| Código  | Imagen                                                                              | Repuesto                                                                                                         | Descripción                                                                                                | Compatibilidad                                                                            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| REP0463 |    | Temporizador<br>RPI             | PN: 01910011<br><br>RPI #TUT008, 16A 250VAC;<br>SPST, 59 mm (2,32") de<br>diámetro. x 48 mm (1,89")<br>DP. | 1730M, 1730MK, 2340M,<br>2340MK, 2540M, 2540MK,<br>3850M, 3870M, Valueklave<br>(1730 MKV) |
| REP0464 |   | Resistencia<br>TUTTNAUER      | PN: 01720007<br><br>CC820020, elemento<br>calefactor 230V 500W                                             | ► 3870E                                                                                   |
| REP0465 |  | Junta de puerta<br>TUTTNAUER  | PN: GAS080-0196                                                                                            | 2340 (M/MK/E/EA/EK/EK)                                                                    |
| REP0466 |  | Junta de puerta<br>TUTTNAUER  | PN: GAS080-0043                                                                                            | ► 5075HSG                                                                                 |
| REP0467 |  | Junta de puerta<br>RPI        | PN: 02610020                                                                                               | 1730E, 1730EK, 1730M,<br>1730MK, Valueklave (1730<br>MKV)                                 |

## REPUESTOS

| Código  | Imagen                                                                              | Repuesto                                                                                                         | Descripción     | Compatibilidad    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| REP0468 |    | Junta de puerta<br>RPI          | PN: GAS080-0310 | ► 3870E           |
| REP0469 |   | Junta de puerta<br>RPI        | PN: GAS080-0317 | ► LabSci 15       |
| REP0470 |  | Junta de puerta<br>RPI        | PN: 02610118    | ► LabSci 15       |
| REP0471 |  | Junta de puerta<br>RPI        | PN: GAS080-0260 | T-Edge 11S/11B    |
| REP0472 |  | Junta de puerta<br>TUTTNAUER  | PN: 02610023    | 2540, EZ10, EZ10K |

## REPUESTOS

| Código  | Imagen                                                                              | Repuesto                                                                                                   | Descripción                                                    | Compatibilidad |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| REP0473 |    | Junta de puerta<br>RPI    | PN: 02610019                                                   | 3870M / 3870EA |
| REP0474 |   | Junta de puerta<br>RPI  | PN: GAS080-0055                                                | ► Elara 11     |
| REP0475 |  | Junta de puerta<br>RPI  | PN: RUN823-0003                                                | ► T-Top 10     |
| REP0476 |  | PM Kit<br>RPI           | PN: TUK128<br>TUG003, MIF062, TUB019,<br>TUB072, TUJ034        | ► 2540E, 2540M |
| REP0477 |  | PM Kit<br>RPI           | PN: TUK125<br>TUG021, MIF062, TUB019,<br>TUB072, TUJ034, PF644 | ► 2340EA, EZ9  |

## REPUESTOS

| Código  | Imagen                                                                              | Repuesto                                                                                      | Descripción                                                      | Compatibilidad                                                                                                                                                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REP0478 |    | PM Kit                                                                                        | PN: TUK121<br>(RPI Part #TUV034)                                 | ► 1730E, 1730M                                                                                                                                                                                                               |
|         |                                                                                     | RPI          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |
| REP0479 |   | PM Kit                                                                                        | PN: TUK122<br>TUG001, MIF062, TUB019,<br>TUB072, TUJ033          | ► 1730MKV                                                                                                                                                                                                                    |
|         |                                                                                     | RPI        |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |
| REP0480 |  | Junta de depósito de agua                                                                     | PN: 02610029<br>6 "estilo de fuelle redondo,<br>silicona negra   | ► 2340E                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                                                                                     | TUTTNAUER  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |
| REP0481 |  | Filtro de cámara de malla de llenado                                                          | PN: 002-0360-00<br>30 x 30 malla de malla de<br>acero inoxidable | 1730E, 1730EK, 1730M,<br>1730MK, 2340E, 2340EA,<br>2340EK, 2340EKA,<br>2340MK, 2540E, 2540EA,<br>2540EK, 2540EKA, 2540M,<br>2540MK, 3870E, 3870EA,<br>3870EHS, 3870M, 7, M11,<br>M11D, M7, M9, M9D,<br>Valueklave (1730 MKV) |
|         |                                                                                     | TUTTNAUER  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |
| REP0482 |  | PM Kit                                                                                        | PN: TUK078<br>TUH032, TUJ034, TUV065                             | 1730E, 1730M, 2340E,<br>2340EA, 2340M, 2540E,<br>2540EA, 2540EHS, 2540M,<br>3870EHS, EZ10, EZ9                                                                                                                               |
|         |                                                                                     | RPI        |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |

## REPUESTOS

| Código  | Imagen                                                                              | Repuesto                            | Descripción                                                        | Compatibilidad                                                                        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| REP0483 |    | Interruptor de nivel de agua<br>RPI | PN: 01630302<br>RPI #TUS088, Depósito de agua                      | 1730E, 1730M, 2340E, 2340EA, 2340M, 2540E, 2540EA, 2540EHS, 2540M, 3870EHS, EZ10, EZ9 |
| REP0484 |   | Bomba de aire<br>RPI                | PN: 02200052<br>EZ10K 220 VOLTIOS                                  | ► EA, EKA, E10K                                                                       |
| REP0485 |  | Bomba de aire<br>RPI                | PN: 02200051<br>RPI #TUP100, 115VAC, 60 Hz, conexión 1/4 "         | 2340EA, 2540EA, EZ10, EZ9                                                             |
| REP0486 |  | Bomba de agua<br>ULKA               | PN: PUM055-0005<br>(120VAC), 1/4" Barb, Salida: 1/8-28 hembra BSPP | 2340EA, 2540EA, EZ10, EZ9                                                             |
| REP0487 |  | Montaje de válvula<br>TUTTNAUER     | PN: CT810013<br>RPI #TUV025, TUS057, TUK049, TUK037, TUK061        | 1730M, 1730MK, 2340M, 2340MK, 2540M, 2540MK, 3870M                                    |

### REPUESTOS

| Código  | Imagen                                                                              | Repuesto                                                                                                                    | Descripción                                                     | Compatibilidad                                                                                                                                                                              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REP0488 |    | Montaje de válvula<br><br>RPI              | PN: CT844180<br><br>RPI #TUV042, 3/8" púa                       | 1730E, 1730EK, 1730M, 1730MK, 2340E, 2340EA, 2340EK, 2340EKA, 2340MK, 2540E, 2540EA, 2540EK, 2540EKA, 2540M, 2540MK, 3870E, 3870EA, 3870EHS, 3870M, EZ10, EZ10k, EZ9, Valueklave (1730 MKV) |
| REP0489 |   | Resistencia<br><br>RPI                   | PN: 01720003<br><br>RPI #TUH006 350W, 120VAC, ~ 41Ω             | ▶ 2540E, 2540M, EZ10                                                                                                                                                                        |
| REP0490 |  | Resistencia<br><br>RPI                   | PN: 01720011<br><br>pieza RPI #TUH004, 450W, 120VAC, ~ 32Ω      | ▶ 1730M                                                                                                                                                                                     |
| REP0491 |  | Resistencia<br><br>TUTTNAUER             | PN: HEA010-0018<br><br>120V HEATING ELEMENT                     | ▶ EZ11Plus                                                                                                                                                                                  |
| REP0492 |  | Electrodo de llenado de agua<br><br>RPI  | PN: CB930040<br><br>RPI #TUV025, TUS057, TUK049, TUK037, TUK061 | 1730E, 1730EK, 2340E, 2340EA, 2340EK, 2340EKA, 2540EA, 2540EK, 2540EKA, 3870E, 3870EA, EZ10, EZ10k, EZ9                                                                                     |

### REPUESTOS

| Código  | Imagen                                                                              | Repuesto                                                                                                                   | Descripción                                                        | Compatibilidad                                                                                                                                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REP0493 |    | Válvula de seguridad<br><br>RPI           | PN: 03110002<br><br>RPI parte #TUV065, EZ9 (40 PSI)                | 1730E, 1730EK, 1730M, 1730MK, 2340E, 2340EA, 2340EK, 2340EKA, 2340M, 2340MK, 2540E, 2540EA, 2540EHS, 2540EK, 2540EKA, 2540MK, 3850E, 3850EA, 3850M, 3870E, 3870EA, 3870EHS, 3870M, EZ10, EZ10, EZ9, Valueklave) (1730 MKV) |
| REP0494 |   | Pasador de bisagra<br><br>TUTTNAUER     | PN: LOK240-0019<br><br>10 mm con pasajero Cotter                   | ► 1730M                                                                                                                                                                                                                    |
| REP0495 |  | Dispositivo de cierre<br><br>TUTTNAUER  | PN: CT220010<br><br>Cierre completo                                | ► 2340E, 1730/2340/2540                                                                                                                                                                                                    |
| REP0496 |  | Manómetro<br><br>TUTTNAUER              | PN: 02300011<br><br>0-60 PSI con punto máximo, 2-1/2" de diámetro. | ► 2540M                                                                                                                                                                                                                    |
| REP0497 |  | Manómetro<br><br>TUTTNAUER              | PN: 02300012<br><br>1,5 pulgadas                                   | ► 1730M                                                                                                                                                                                                                    |

### REPUESTOS

| Código  | Imagen                                                                              | Repuesto                   | Descripción                                      | Compatibilidad                                                                                                        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REP0498 |    | Émbolo de válvula<br>RPI   | PN: 01810904<br>Manga 6 mm llenado de agua       | ► 2540EA                                                                                                              |
| REP0499 |   | Émbolo de válvula<br>RPI   | PN: TUK086<br>EZ9, EZ10 y EZ10k                  | 1730E/EK, 2340E/EK, 2540E/EK y 3870E                                                                                  |
| REP0500 |  | Solenoid bobina<br>GEM-SOM | PN: 01810905<br>12VDC 12W OEM 01810905           | 1730E/EK, 2340E/EK, 2340E/EK, 2540E/EK y 3870E                                                                        |
| REP0501 |  | Válvula<br>GEM-SOM         | PN: 01810103<br>6 mm, 1/4 FPT, 12VDC; 12W        | ► 2540E                                                                                                               |
| REP0502 |  | Serpentin<br>TUTTNAUER     | PN: CT836101<br>Universal Bobina de condensación | 2340E, 2340EK, 2340M, 2340MK, 2540E, 2540EK, 2540M, 2540MK, Valueklave (1730 MKV), EZ9, EZ10, 38070 todos los modelos |

### REPUESTOS

| Código  | Imagen                                                                              | Repuesto                                                                                                                       | Descripción                                                                                                  | Compatibilidad                                                                                                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REP0503 |    | Interruptor de nivel<br><b>TUTTNAUER</b>      | PN: 01630302<br>Depósito delantero                                                                           | 1730E, 2340E, 2340EA, 2340EKA, 2540E, 2540EA, 2540EHS, 2540EKA, 3870E, 3870EA, 3870EHS, EZ10, EZ10k, EZ9                                                         |
| REP0504 |   | luz de señal<br><b>RPI</b>                  | PN: 01919262<br>Color verde 250VAC; Neón                                                                     | 1730EK, 1730MK, 2340E, 2340EA, 2340EK, 2340EKA, 2340MK, 2540E, 2540EA, 2540EK, 2540EKA, 2540M, 2540MK, 3850E, 3850EA, 3850M, 3870E, 3870EA, 3870M, 3870M, 3870MK |
| REP0505 |  | Placa PC 2540E<br><b>TUTTNAUER</b>          | PN: 03700029<br>Tarjeta de circuito electrónico AJUNC-3                                                      | 1730E, 1730EK, 2340E, 2340EA, 2340EK, 2340EKA, 2540EA, 2540EK, 2540EKA, 3850E, 3850EA, 3850EK, 3850EKA, 3870E, 3870EA, 3870EK, 3870EKA, EZ10, EZ10k, EZ9, EZ9k   |
| REP0506 |  | Placa PC<br><b>RPI</b>                      | PN: 03700029A<br>RPI Parte #TUB154, (AJUNC-3)                                                                | 1730E, 1730EK, 2340E, 2340EA, 2340EK, 2340EKA, 2540EA, 2540EK, 2540EKA, 3850E, 3850EA, 3850EK, 3850EKA, 3870E, 3870EA, 3870EK, 3870EKA, EZ10, EZ10k, EZ9, EZ9k   |
| REP0507 |  | Fuente de alimentación<br><b>TUTTNAUER</b>  | PN: 04400299<br>Voltaje de entrada de 90 a 264VAC, Voltaje de salida: Ch.1 = 3.2A @ 5VDC; Ch. 2 = 2A @ 12VDC | ► 3870EA                                                                                                                                                         |

## REPUESTOS

| Código  | Imagen                                                                              | Repuesto                                                                                      | Descripción                                                                                              | Compatibilidad                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| REP0508 |    | Relé calentador                                                                               | PN: 04400338<br>Estado sólido EZ9K 25A<br>24-208V                                                        | ► 1730E                                                    |
|         |                                                                                     | CRYDOM       |                                                                                                          |                                                            |
| REP0509 |   | Interruptor de circuito                                                                       | PN: 01910098<br>Circuit Break-15A Palanca<br>Estilo, 15 amperios, 1/4<br>"pestañas de conexión<br>rápida | ► 1730E                                                    |
|         |                                                                                     | TUTTNAUER  |                                                                                                          |                                                            |
| REP0510 |  | Interruptor de alimentación                                                                   | PN: 01910172                                                                                             | 1730E, 1730EK, 1730M,<br>1730MK, 2340E, 2340EA,<br>2340EK. |
|         |                                                                                     | TUTTNAUER  |                                                                                                          |                                                            |



## REPUESTOS



Compatible



Original

| Código  | Imagen | Repuesto             | Descripción                                                                                                  | Compatibilidad                                                     |
|---------|--------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| REP0511 |        | Serpentin            | PN: MIC037<br>P/N: MIC037, 1/4 pulgadas de diámetro                                                          | M11, M11D, M9, M9D                                                 |
|         |        | MIDMARK              |                                                                                                              |                                                                    |
| REP0512 |        | Montaje Motor Puerta | PN: 002-0790-00<br>Part #MIA180, 120 VAC.                                                                    | M11, M9                                                            |
|         |        | RPI                  |                                                                                                              |                                                                    |
| REP0513 |        | Resistencia          | PN: 002-0367-00<br>Parte RPI #MIH048, 1425W, 120VAC, ~ 10Ω, Tamaño: 3-7/16" W x 11-15/32" lg.; 7/16-20 bujes | M9-001 a -019<br>M9-020 a -022<br>M9D-001 a -019<br>M9D-020 a -022 |
|         |        | RPI                  |                                                                                                              |                                                                    |

## REPUESTOS

| Código  | Imagen                                                                              | Repuesto                                                                                    | Descripción                                                                                       | Compatibilidad |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| REP0514 |    | Resistencia                                                                                 | PN: 002-0839-00<br><br>RPI Parte #RCH118, 1136W, 118VAC, ~12Ω, Size: 3.56" W x 8.09" lg.; 7/16-20 | M7             |
|         |                                                                                     | RPI        |                                                                                                   |                |
| REP0515 |   | Resistencia                                                                                 | PN: 002-0505-01<br><br>Elemento calefactor 240V                                                   | M11            |
|         |                                                                                     | RPI      |                                                                                                   |                |
| REP0516 |  | Teclado                                                                                     | PN: 015-1551-00<br><br>Touchpad                                                                   | M11, M9        |
|         |                                                                                     | YES      |                                                                                                   |                |
| REP0517 |  | Placa de PC                                                                                 | PN: 002-1992-00<br><br>PC Board for Midmark M9/M11, Gen2 (current model)                          | M11, M9        |
|         |                                                                                     | MIDMARK  |                                                                                                   |                |
| REP0518 |  | Cubierta                                                                                    | PN: 050-5229-00<br><br>Puerta interior M11 NS                                                     | M11            |
|         |                                                                                     | RPI      |                                                                                                   |                |

## REPUESTOS

| Código  | Imagen                                                                              | Repuesto                                                                                    | Descripción                                                                 | Compatibilidad     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| REP0519 |    | Cubierta                                                                                    | PN: 002-0781-00<br><br>Cubierta de la puerta MIK266A                        | M11                |
|         |                                                                                     | MIDMARK    |                                                                             |                    |
| REP0520 |   | Cubierta superior                                                                           | PN: 002-0780-03<br><br>04x (040/041/042) NS NS Kit                          | M11                |
|         |                                                                                     | MIDMARK  |                                                                             |                    |
| REP0521 |  | Sonda De Temperatura                                                                        | PN: 015-1551-00<br><br>Parte RPI #MIP050, 1/8 "MPT, ~ 12,00 "LG. Cable      | M11, M11D, M9, M9D |
|         |                                                                                     | RPI      |                                                                             |                    |
| REP0522 |  | Sensor de nivel                                                                             | PN: 002-0358-00<br><br>Parte RPI #MIS075                                    | M11, M9            |
|         |                                                                                     | RPI      |                                                                             |                    |
| REP0523 |  | Interruptor                                                                                 | PN: 015-1556-00<br><br>Conjunto de interruptor de bloqueo de puerta Midmark | M11                |
|         |                                                                                     | MIDMARK  |                                                                             |                    |

### REPUESTOS

| Código  | Imagen                                                                              | Repuesto                                                                                  | Descripción                                                                              | Compatibilidad     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| REP0524 |    | Termostato                                                                                | PN: 015-1637-00<br><br>450 F ± 25 F; Cierra 364 F ± 20 F 15A 120VAC; 10A 250VAC          | M7/M9/M11          |
|         |                                                                                     | MIDMARK  |                                                                                          |                    |
| REP0525 |   | Válvula                                                                                   | PN: 002-0366-00<br><br>04x (040/041/042) NS NS Kit                                       | M11, M9            |
|         |                                                                                     | RPI    |                                                                                          |                    |
| REP0526 |  | Solenoid                                                                                  | PN: 015-1551-00<br><br>Parte RPI #MIS079, 120V/60Hz; bobina negra, 3/16", 1/2"; ~ 11,6 Ω | M11-001 a -019     |
|         |                                                                                     | RPI    |                                                                                          |                    |
| REP0527 |  | Válvula de seguridad                                                                      | PN: 014-0593-00<br><br>Parte RPI #MIV122, 1/8" MPT, 40 PSI                               | M11, M11D, M9, M9D |
|         |                                                                                     | RPI    |                                                                                          |                    |
| REP0528 |  | Válvula solenoide                                                                         | PN: 015-1556-00<br><br>Conjunto de interruptor de bloqueo de puerta Midmark              | M11, M9            |
|         |                                                                                     | RPI    |                                                                                          |                    |

## REPUESTOS

| Código  | Imagen                                                                              | Repuesto                         | Descripción                                                                     | Compatibilidad                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| REP0529 |    | Montaje válvula<br>RPI           | PN: 015-1637-00<br>Parte RPI #MIA137, 120 VAC<br>50/60Hz. FWR; 14W              | M9-020 a -022<br>M9D-020 a -022<br>M11-020 a -022<br>M11D-020 a -022 |
| REP0530 |   | Válvula solenoide<br>MIDMARK     | PN: 029-2755-00<br>Parte RPI #MIA137, 120 VAC<br>50/60Hz. FWR; 14W              | M11-020, M11-021, M11-022,<br>M11D-020, M11D-021,<br>M11D-022        |
| REP0531 |  | Kit de válvula<br>MIDMARK        | PN: 014-0419-00<br>120VAC / 60 Hz. FWR;<br>orificio de 1/8"; 1/8 FPT;<br>puerto | M11                                                                  |
| REP0532 |  | Electroválvula<br>MIDMARK        | PN: 014-0593-00<br>NS 230V                                                      | M11 y M9                                                             |
| REP0533 |  | Fuelle de ventilación<br>MIDMARK | PN: 015-1556-00<br>Parte RPI #CRB089,<br>1/4" en ambos<br>extremos              | M11                                                                  |

## REPUESTOS

| Código  | Imagen                                                                              | Repuesto                                                                                    | Descripción                                                                        | Compatibilidad     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| REP0534 |    | KIT                                                                                         | PN: 002-0653-00<br><br>Parte RPI #RPK431,<br>(identificación de 3/8" x<br>5/8" OD) | M7                 |
|         |                                                                                     | RPI        |                                                                                    |                    |
| REP0535 |   | Válvula                                                                                     | PN: 014-0402-00<br><br>RPI Parte #RCV052                                           | M7                 |
|         |                                                                                     | RPI      |                                                                                    |                    |
| REP0536 |  | Filtro                                                                                      | PN: 014-0419-00<br><br>Parte RPI #MIF038, Filtro<br>de 100-150 micras              | M11, M11D, M9, M9D |
|         |                                                                                     | RPI      |                                                                                    |                    |
| REP0537 |  | Transformador                                                                               | PN: 015-1511-00<br><br>ASSY 230V, 300W MFR                                         | M11 y M9           |
|         |                                                                                     | MIDMARK  |                                                                                    |                    |
| REP0538 |  | Ventilador                                                                                  | PN: 015-1368-00<br><br>115VAC; 50/60Hz; 3000<br>RPM, 3,15" x 3,15" x 1,50"         | M9 y M11           |
|         |                                                                                     | MIDMARK  |                                                                                    |                    |